

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-skokowego-infinity-air-walker-50s19-model-wysoki-p-7388.html>



## Orteza stawu skokowego: Infinity Air Walker 50S19 (model wysoki)

Numer katalogowy	<b>9549</b>
Producent	<b>Ottobock</b>

### Opis produktu

#### **Komfortowa ochrona w celu leczenia urazów stopy i kostki**

Infinity Air Walker stosuje się po urazach stopy i kostki. Obejmuje obrazy kliniczne takie jak urazy więzadeł, tkanek miękkich i ścięgien, ale także przedniej części stopy, śródstopia, złamań kostki i stawu skokowego. Infinity Air Walker może być również używana w leczeniu ścięgna Achillesa, ale przy zastosowaniu odpowiednich klinów piętowych. Oprócz szerokiej gamy możliwości leczenia, jakie oferuje, Infinity Air Walker jest łatwa w użytkowaniu.

Infinity Air Walker pod nazwą "Air" jest dostępna w wielu wariantach: w jej najlżejszej wersji, listwowa konstrukcja ramowa przepuszcza powietrze i zapewnia komfortową temperaturę. Zintegrowana poduszka powietrzna, łatwo i precyzyjnie umożliwia stosowanie odpowiedniego ucisku, bez dodatkowych narzędzi. Infinity Air Walker odznacza się najwyższym komfortem dla użytkownika i dostępna jest w dwóch wariantach (niska i wysoka).

#### **Korzyści w skrócie:**

##### **Lekki krok**

Dzięki wadze zaledwie 997 gram (rozmiar S), Infinity Air Walker jest wygodnym codziennym towarzyszem o wysokiej funkcji stabilizującej.

##### **Amortyzuje uderzenia i stabilizuje**

Antypoślizgowa i amortyzująca podeszwa gwarantuje dodatkową ochronę poprzez amortyzację uderzeń i zapewnia bezpieczeństwo np. na śliskiej nawierzchni.

##### **Przyspiesza gojenie**

Ukierunkowany ucisk wspomaga gojenie się obrzęków i krwiaków. Ucisk może być szybko i łatwo dostosowany przy użyciu zintegrowanej pompki powietrza - bez stosowania dodatkowych narzędzi.

#### **Wskazania:**

- Złamania dalszej nasady kości strzałkowej
- Stabilne złamania przedniej części stopy, śródstopia i/lub kostki

- 
- Skręcenia kostki
  - Urazy tkanek miękkich stopy
  - Infinity Air Walker, tylko wysoka: zerwanie ścięgna Achillesa - z zastosowaniem klinów piętowych (15° / 30° lub 10° / 16° / 22°)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL