

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-skokowego-z-luskami-anatomicznymi-i-pasem-spiralnym-4army-ss-02-p-2761.html>



Orteza stawu skokowego z łuskami anatomicznymi i pasem spiralnym 4ARMY-SS-02

Numer katalogowy	4ARMY-SS-02
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Ortezy grupy 4Army, to specjalnie dedykowana linia ortez ortopedycznych, charakteryzująca się anatomiczną konstrukcją, zdecydowanie zwiększoną wytrzymałością oraz wykończeniem w militarnym kamuflażu typu pantera. Ortezy te są wyrobami medycznymi klasy I i doskonale sprawdzają się jako zabezpieczenie stawów w trudnych warunkach, wymagających zwiększonej wytrzymałości wyrobu.

Orteza 4Army-SS-02, to anatomiczna orteza stawu skokowego z łuskami bocznymi i pasem spiralnym. Wyrób został wykonany ze wzmocnionego surowca ACTIV PREN, charakteryzującego się dużą wytrzymałością, miękkością i wysoką elastycznością, co zdecydowanie ułatwia przyleganie wyrobu do kończyny i gwarantuje właściwą kompresję zabezpieczonego stawu.

Jest to strukturalny surowiec składający się z perforowanej pianki neoprenowej i poliamidowych dzianin okładkowych. Zewnętrzna okładzina została dodatkowo pokryta kamuflażem typu pantera. Dzięki perforacji i zastosowaniu systemu AirSupplySystem, zabezpieczony staw jest nie tylko skutecznie wentylowany, ale także utrzymywana jest odpowiednia jego ciepłota. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co spłoty dzianiny nie odciskają się na skórze użytkownika i nie powodują ran w miejscach dużej kompresji.

Półsztywne łuski o anatomicznym kształcie zapewniają stabilizację i bezpieczeństwo stawowi.

Spiralny pas ATFL zapobiega skręceniu stawu skokowego i chroni więzadło strzałkowo-skokowe przednie (ATFL).

Anatomiczny krój i wzmocniona konstrukcja ortezy oraz dwuwarstwowy pas spiralny pozwala na użytkowanie naszego stabilizatora 4Army-SS-02 nawet w wyjątkowo ekstremalnych warunkach.

PRZEZNACZENIE

- po przebytych urazach stawu skokowego (skręceniach, złamaniach kostek bocznych, uszkodzeniu więzozrostu piszczelowo strzałkowego) nie wymagających sztywnego unieruchomienia
- w doleczaniu po przebytych złamaniach
- po leczeniu operacyjnym stawu skokowego z przyczyn urazowych i chorobowych

-
- w niestabilności stawu skokowego
 - w zmianach zwyrodnieniowych stawu skokowego
 - profilaktycznie podczas aktywności fizycznej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy