

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sztywna-lub-polsztywna-z-tworzywa-sztucznego-na-golen-i-stopę-tp-2102-d-i-p-2337.html>



## Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę TP-2102 D/I

Numer katalogowy	<b>P-2102 D/I</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Łuska wykonana z termoplastycznego polipropylenu o wysokiej gęstości, dzięki czemu zachowuje sprężystość współgrającą z pracą ścięgna Achillesa. Łuska pozwala na grzbietowe zgięcie stopy, zatrzymuje natomiast stopę w położeniu neutralnym, zapobiega potknięciom na skutek opadania stopy. Łuska może być w lekkim stopniu adaptowana przy użyciu nagrzewnicy. Do kompletu dołączona jest wyściółka i pasek (zapięcie micro-velcro) służący do mocowania łuski do podudzia. Elementy należy zmontować.

#### Zastosowanie:

generalnie dla pacjentów w deficytem zgięcia grzbietowego stopy, Hemiplegia na tle udarów oraz porażenie wiotkie kończyny jako ich następstwo, skrócenie ścięgna Achillesa na skutek porażenia wiotkiego mięśni zginających grzbietowo stopę, porażenie nerwów stopy i podudzia.

#### Funkcja:

łuska nie nadaje się do korekcji szpotawości lub koślawości pięty oraz porażen spastycznych.

**Pakowanie:**D-prawa / I-lewa.

**Dostępne (inne) modele:**łuska zmontowana: TP2102M D/I.

**Kolor:**biały.

**Wysokość:**podana w tabeli rozmiarowej.

#### Akcesoria dodatkowe:

wyściółka (KIT-TP2102) wewnętrznej części kołnierza łuski na opadającą stopę, taka sama jak w komplecie z łuską na opadającą stopę TP-2101 D/I.

**Rozmiary:** S dla rozmiarów 1 i 2 oraz rozmiar L dla rozmiarów 3 i 4.

---

**Aksesoria dodatkowe:** taśma przytrzymująca stopę (PAD-TP2102).

**Rozmiar:** uniwersalny.

**Tabela - rozmiary:**

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Rozmiar buta (cm)	35-37	37-39	39-41	41-44
Długość/wysokość łuski (cm)	29	32	34	39

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL