

Orteza tułowia - prostująca plecy AM-PES-03



Numer katalogowy	AM-PES-03
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza barkowa - prostująca plecy AM-PES-03 wykonana jest z lekkiej, bawełnianej gumy ortopedycznej, wyposażona w taśmy VELCRO. Bardzo prosta konstrukcja wyrobu umożliwi pacjentowi samodzielne jego zakładanie. Ścisłe określona elastyczność gumy powoduje, iż wyrób idealnie dopasowuje się do ciała pacjenta (pasuje do każdego typu sylwetki). Odpowiednie ukształtowanie wyrobu w dołach pachowych powoduje, że wyrób odpowiednio stabilizuje barki nie drażniąc naskórka.

AirRubber III została wykonana w specyficzny sposób, powodujący że posiada jednokierunkową elastyczność. Nie rozciąga się poprzecznie, natomiast wzdłużnie rozciąga się bardzo mocno, co gwarantuje właściwą kompresję wyrobom z niej wykonanym. W procesie tkania gumy powstają naturalne oczka powodujące, że pomiędzy splotami gumy powietrze łatwo dostaje się do powierzchni skóry dotleniając ją. Dodatkowo, sploty gumy przy większej kompresji wyrobu wykonują jej delikatny mikromasaż. Guma ortopedyczna jest surowcem bardzo przyjaznym dla skóry.

Właściwości

- Wyrób przyjazny dla skóry pacjenta** - prostotrzymacz został wykonany ze specjalnego surowca o nazwie ActivRubber II, pokrytego od wewnętrznej strony delikatną dzianiną poliestrową, która jest obojętna dla skóry pacjenta.
- Duża skuteczność stabilizacji** - dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu taśm udało się uzyskać wyjątkową skuteczność stabilizacji.
- Komfort użytkowania** - ze względu na łatwość zakładania i zdejmowania prostotrzymacza, pacjent ma możliwość łatwego wyprania wyrobu, jak również utrzymania właściwej higieny ciała.

Przeznaczenie

Prostotrzymacz można stosować w przypadkach:

- urazów obojczyka niewymagających interwencji chirurgicznej i ortopedycznej,
- zespołów bólowych piersiowego odcinka kręgosłupa,
- zwiększonej kyfozy piersiowej,
- konieczności przeprowadzenia korekcji niewymagającej interwencji chirurgicznej.

Przeciwwskazania

Prostotrzymacza nie należy stosować w przypadku:

- świeżych ran
- otarć naskórka
- egzem skórnych
- alergii skórnych
- nie należy stosować w wadach postawy wymagających specjalistycznego leczenia