

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-wielopalcowa-reki-am-d-03-p-2215.html>

## Orteza wielopalcowa ręki AM-D-03



Numer katalogowy

**AM-D-03**

Producent

**Reh4Mat**

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Orteza dłoniowa do usztywniania czterech palców dłoni z wyłączeniem kciuka.

Doskonale stabilizuje staw śródrečno paliczkowy kciuka w minimalnym stopniu ograniczając funkcję ręki łatwa i wygodna w użytkowaniu.

Konstrukcja wyrobu umożliwi pacjentowi lub lekarzowi wybór, który palec kwalifikuje się do unieruchomienia. Każdorazowo w ortezie można unieruchomić od jednego do czterech palców.

Na grzbietowej części ortezy umiejscowiono cztery niezależne kanały z przeznaczeniem na szyny palców dłoni. Orteza posiada kształt krótkiej rękawiczki z kanałami na szyny palcowe.

Szyny wykonano z aluminium i zabezpieczono je przed szkodliwym działaniem potu farbą proszkową. Surowiec na stalki tak dobrano, by łatwo można było nadawać im pożądaną przez lekarza kształt.

Do wyposażenia ortezy należą szyny palcowe w wersji zamkniętej lub otwartej. Każda z szyn palcowych posiada taśmę blokującą. Standardowo w wyposażeniu seryjnym ortezy znajduje się jedna szyna palcowa w wersji zamkniętej.

W wyrobie wykonano wycięcie na kciuka oraz zamontowano obwodowy pas zabezpieczający. Orteza została wykonana z usztywnionej dzianiny welurowej i elastycznej lycry.

Dodatkowo wyposażono ją w boczne zapięcie ułatwiające dopasowanie wyrobu do dłoni. Co więcej, krótka konstrukcja ortezy nie ogranicza swobody ruchu w stawie nadgarstkowym.

#### Orteza została wykonana z surowca PowerFIT.

**PowerFit** to cienki, strukturalny, trójwarstwowy surowiec, składający się z dwóch zewnętrznych elastycznych okładzin ze spandexu oraz rdzenia wewnętrznego. Zadaniem rdzenia jest zwiększenie kompresji surowca oraz zredukowanie drgania mięśni powstającego w trakcie zwiększonego wysiłku fizycznego. Zewnętrzne okładziny ze spandexu są bardzo odporne na uszkodzenia, przetarcia i zabrudzenia. Wyroby wykonane z tego surowca skutecznie odciążają zabezpieczone części ciała. Z powodzeniem można je używać do wyczynowego uprawiania sportu w warunkach bardzo ekstremalnych. Wyroby z PowerFit

---

łatwo utrzymać w czystości, można je czyścić na mokro i prać ręcznie, przez co są idealnym partnerem do siłowni i klubu fitness. Surowiec wodoodporny.

## **Przeznaczenie**

- Przy uszkodzeniach prostowników palca
- Przy uszkodzeniach przyczepów prostowników paliczek
- W niektórych typach złamań kości śródrečna, paliczka podstawnego i środkowego
- Przy uszkodzeniach stawu MIP i PIP i/lub tkanek miękkich palca i kości śródrečna wymagających unieruchomienia w pozycji wyprostnej