

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-wspomagajaca-zgiecie-grzbietowe-stopy-malleo-neurexa-pro-28u50-p-7390.html>



Orteza wspomagająca zgięcie grzbietowe stopy Malleo Neurexa Pro 28U50

Numer katalogowy	9551
Producent	Ottobock

Opis produktu

Po udarze mózgu, wiele osób często cierpi z powodu osłabienia zginaczy grzbietowych stopy, ustawiając ją w supinacji (odwróceniu). Palce mogą nie być odpowiednio uniesione, w wyniku czego, powstaje ryzyko potknięcia. Dzięki specjalnej konstrukcji, Malleo Neurexa Pro, unosi stopę i przeciwdziała skutkom rozwijającej się spastyczności.

Ortezę można nosić w ciągu dnia i nocy, również bez obuwia.

Korzyści w skrócie:

Znaczące korzyści terapeutyczne

Malleo Neurexa Pro odgrywa pomocniczą rolę w terapii ostrej spastycznej supinacji stopy. Orteza wspomaga zgięcie grzbietowe stopy i zmniejsza ryzyko zahaczenia palców o małe przeszkody lub o nierówne podłoże.

Łatwa w czyszczeniu

Ze względu na skład materiału, ortezę Malleo Neurexa Pro można myć i jest bardzo łatwa w utrzymaniu higieny. Utrzymuje swój wygląd nawet po dłuższym używaniu i nie odbarwia się. Stosując podkładkę antypoślizgową, można nosić ortezę także bez butów, ale nie boso.

Orteza na dzień i noc

Poprzez zamocowanie ortozy paskami i zapięciami Velcro, można również nosić ją w nocy w celu utrzymania stopy w pozycji neutralnej.

Wskazania:

- Orteza może być stosowana przy osłabieniu zginaczy grzbietowych stopy, zwłaszcza w przypadku ostrej supinacji stopy w wyniku spastyczności, na przykład po udarze mózgu lub urazowym uszkodzeniu mózgu, wskutek stwardnienia rozsianego, atrofii neuromięśniowej lub przy porażeniu nerwu strzałkowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 35-37 , 37 - 39 , 39-41 , 41-44 , 44-47
TYP: lewy , prawy