

Link do produktu: <https://akmed.pl/ortezy-kolana-genu-direxa-stable-wraparound-8368-p-7366.html>



## Ortezy kolana Genu Direxa Stable Wraparound 8368

Numer katalogowy	<b>9527</b>
Producent	<b>Ottobock</b>

### Opis produktu

#### Stabilizacja kolana i ograniczenie ruchu

Genu Direxa Stable pomaga w przypadku dolegliwości kolan z lekkim lub umiarkowanym poczuciem niestabilności (wiotkość więzadeł), gdzie wyprost i/lub zgięcie stawu musi być ograniczone. Stabilizuje kolano, pomaga łagodzić ból i przywrócić poprawne funkcjonowanie stawu. Dobrze kontrolowana kompresja poprawiająca funkcję czuciowo - motoryczną - wyczuwasz lepiej, co dzieje się w twoim kolanie i czujesz się bezpieczniej.

W celu upewnienia się, że czujesz się komfortowo nawet podczas noszenia ortezy kolana przez dłuższy okres czasu, materiał od wewnątrz jest bardzo miękki i przyjemny - w szczególności we wrażliwym dole podkolanowym.

Genu Direxa Stable jest dostępna w wersji otwartej i zamkniętej.

#### Korzyści w skrócie:

##### Wersja 1 - otwarta

Wersję otwartą można całkowicie otworzyć i owinąć wokół nogi. Jeśli twoja siła ściskania czy mobilność jest ograniczona, jest to wersja odpowiednia dla Ciebie.

##### Wersja 2 - zamknięta

Zakładasz wersję zamkniętą wchodząc od góry, podobnie jak w przypadku spodni. Uchwyt w miejscu kieszeni pozwala ustawić ortezę poprawnie.

#### Ciasne dopasowanie

Miękki materiał TriTech zapewnia przyjemny komfort noszenia i jednocześnie zapewnia, że orteza nie przesuwa się na nodze.

#### Nadaje się do uprawiania sportów

---

Ortezy posiadają dwie kieszenie z aluminiowymi szynami z obu stron połączone ze sobą zawiasem, dzięki czemu nadają się do uprawiania sportów kontaktowych.

### **Łatwy do ustawienia**

Twój fizjoterapeuta może dostosować ortezę dla Ciebie w zaledwie kilku krokach, aby stopniowo ograniczać zgięcie lub wyprost kolana.

### **Wskazania:**

**Ból kolana z niewielką lub umiarkowaną wiotkością więzadeł i / lub niewielkim do umiarkowanego poczuciem niestabilności, z możliwym ograniczeniem zakresu ruchu**

- Pourazowa i pooperacyjna wiotkość więzadeł i / lub uczucie niestabilności
- Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (Gonarthrosis) z umiarkowaną zwyrodnieniową niestabilnością więzadeł i / lub umiarkowanym uczuciem niestabilności (ACL, PCL)
- Reumatoidalne zapalenie stawów
- Zespół bólu rzepkowo-udowego (np. chondromalacja rzepki, chondropatia rzepki, choroba zwyrodnieniowa rzepki)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TYP:** otwarta , zamknięta