

Link do produktu: <https://akmed.pl/parapodium-statyczne-lekkie-psl-p-1967.html>

Parapodium statyczne lekkie PSL



Numer katalogowy

PSL

Producent

Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Głównym przeznaczeniem urządzenia jest pionizacja pacjenta, stabilizacja kończyn dolnych i tułowia osób o wzroście 150 do 180 cm oraz uwolnienie kończyn górnych od funkcji podpórczej, porażenia oraz niedowładów kończyn - w uszkodzeniach urazowych, wadach wrodzonych, schorzeniach nabytych rdzenia kręgowego od poziomu C4 dystalnie, zaburzenia funkcji motorycznych - porażenia, niedowład, postępujące dystrofie mięśniowe.

CECHY PRODUKTU:

- lekkie, bezpieczne, proste w obsłudze, dające solidne podparcie osobom w nim pionizowanym,
- wykonane z lekkich, wytrzymałych materiałów, takich jak profile aluminiowe, profile stalowe cienkościenne, łączone ze sobą za pomocą elastycznych i lekkich łączników z tworzywa,
- platforma stóp wraz z zapiętkami daje stabilne oparcie,
- regulowane wsporniki kolan profilowane anatomicznie,
- kosz biodrowy wraz ze wspornikiem pasa piersiowego stabilizuje stawy biodrowe, wsporniki ramion utrzymują tułów pacjenta w pozycji wyprostowanej,
- wszystkie punkty parapodium stykające się bezpośrednio z ciałem użytkownika zabezpieczone zostały poprzez miękką, hypoalergiczną, trudnopalną, tapicerkę wykonaną z weluru,
- cztery kółka wyposażone w hamulce,
- zamek ułatwiający samodzielne zamknięcie kamizelki,
- dostępne dwie szerokości kamizelki,
- opcje dodatkowe: klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, dodatkowe poduszki boczne, regulowany pod kątem i na wysokość stolik.

Rozmiar	Wąska	Szeroka
Szerokość kamizelki	44 cm	49 cm
Głębokość kamizelki	34 cm	37 cm
Wysokość do kolca biodrowego	70 - 97 cm	70 - 97 cm
Wysokość do osi stawu kolanowego	38 - 50 cm	38 - 50 cm
Szerokość urządzenia	74 cm	74 cm
Długość urządzenia	99 cm	99 cm
Wzrost pacjenta (cm)	150 - 180 cm	150 - 180 cm

Maksymalne obciążenie	100 kg	100 kg
Słownik kodów	Dopłata	
P.125	2000	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Szeroka , Wąska