

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-biodrowo-udowy-2-punktowy-u76-neo-p-1282.html>

## Pas biodrowo-udowy 2 punktowy U76 Neo

Numer katalogowy	<b>U76 Neo</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>



### Opis produktu

Miednica jest kluczem do utrzymywania prawidłowej postawy oraz decyduje o pozycji głowy, tułowia i kończyn.

Prawidłowa postawa:

- naturalne ułożenie kręgosłupa i głowy,
- poziome ułożenie miednicy,
- ramiona delikatnie cofnięte w stosunku do miednicy.

Aby uzyskać prawidłową postawę stosuje się różne metody, jedną z podstawowych jest użycie odpowiednich pasów udowych, które gwarantują właściwe ułożenie miednicy, zapobiegają jej odchyleniu i skręceniu co jest główną przyczyną powstających deformacji kręgosłupa.

U76Neo - dwupunktowy, odpowiedni dla osób o słabych mięśniach. Dedykowany dla osób z **kifoza** z wychyleniem miednicy do tyłu. Takie osoby mają tendencję do zsuwania się z wózka i należy je zabezpieczyć. Pas dwupunktowy jest również odpowiedni dla osób ze skręceniem miednicy, które występuje bardzo często przy skoliozie. Stosuje się go w celu przyciągnięcia miednicy do siedziska i oparcia.

Pasy wykonane są z wysokiej jakości neoprenu perforowanego pokrytego z jednej strony elastycznym nylonem, z drugiej lycrą. Perforacja zapewnia odpowiednią wentylację.

### SPOSÓB DOBORU PASA:

Należy zmierzyć szerokość pomiędzy krętarzami większymi podczas kiedy osoba siedzi (szerokość bioder). Następnie wybrać rozmiar trzymając się danych poniżej, należy wziąć pod uwagę również, tendencję do zmiany wagi, oraz ubranie.

S (18cm-28cm)

M (23cm-38cm)

L (33cm-48cm)

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S