

Link do produktu: <https://akmed.pl/podkolanowka-krotka-ad-mediven-active-37-42-cm-p-7967.html>



## Podkolanówka krótka (AD), mediven active® (37 - 42 cm)

Numer katalogowy **9879**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Sportowe skarpetki kompresyjne dla mężczyzn

- Szew nieodczuwalny przy palcach
- Dyskretny prążkowany wygląd i solidny materiał
- Niezwykle miękka ze sportową, wygodną podeszwą

### Wzmocniona skarpetka uciskowa dla mężczyzn.

mediven active wykonano specjalną techniką tkania.

Dlatego skarpetka ma szew przy palcach, który jest niewyczuwalny. Ponadto bardzo miękka i wygodna podeszwa oraz wzmocniona pięta są innymi przekonującymi cechami tego produktu. Każda skarpetka pasuje jak druga skóra.

Dzięki specjalnej, drobnej, prążkowanej strukturze skarpetki mediven active nie przypominają medycznego produktu uciskowego, co sprawia, że są one jeszcze bardziej pożądane.

#### Zalety produktu

- Bardzo miękki i elastyczny materiał ułatwiający zakładanie i zdejmowanie
- Dzięki lanolinie\* pielęgnuje i chroni skórę
- Optymalny komfort noszenia i duża przepuszczalność powietrza
- Idealne dopasowanie dzięki elastycznym i wzmocnionym wstawkom, zapewniającym wygodę
- Nowy komfort dopasowania kształtu

#### Długości

- Podkolanówka

#### Skład produktu

CCL 1: 10% elastanu, 90% poliamidu

---

CCL 2: 11% elastanu, 89% poliamidu

### Instrukcja prania

Pończochy należy prać oddzielnie lub razem z tkaninami w podobnym kolorze. Nie używać środków wybielających ani miękczających. Używać detergentów do tkanin wełnianych. Pończochy należy następnie kilkakrotnie wypłukać!

Po praniu powiesić pończochę do wyschnięcia lub niezwłocznie odwirować z ustawieniem dla delikatnego prania. Nie pozostawiać wilgotnego produktu na lub w ręczniku. Nie pozostawiać do wyschnięcia na grzejnikach ani w bezpośrednim świetle słonecznym.

Pończoch medi nie wolno czyścić chemicznie, środkami do usuwania plam ani przy użyciu benzenu.

### Wskazania

- Żyłakowatość pierwotna lub wtórna
- Przewlekłe choroby żyłne: Etapy C0 do C4 zgodnie z klasyfikacją CEAP
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów mobilnych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowe) lub stan po wyleczonym zapaleniu żył
- Zakrzepica żył głębokich, stan po zakrzepicy, zespół pozakrzepowy

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

**Klasa Kompresji:** CCL 1 , CCL 2

**Rozmiar:** I , II , III , IV , V , VI , VII

**Kolor:** biały , brązowy , czarny , granatowy , szary