

Link do produktu: <https://akmed.pl/podkolanowki-ad-mediven-thrombexin-18-p-7974.html>



Podkolanówki (AD) mediven® thrombexin® 18

Numer katalogowy **9886**

Producent **Medi**

Opis produktu

Zapobiega powstawaniu skrzepów krwi

- Pewne trzymanie dzięki silikonowemu ściągaczowi
- Przepuszczająca powietrze i bardzo miękka, przeciwbakteryjna część na palce

Pończochy do profilaktyki przeciwzakrzepowej mediven thrombexin 18 to skuteczna pomoc do zapobiegania zakrzepicy w czasie pobytu w szpitalu oraz ewentualnie mogącego powstać zatoru płuc

Obszarem zastosowania jest profilaktyka przeciwzakrzepowa przed, w czasie i po operacji. W przypadku średniego lub dużego zagrożenia powstania zakrzepicy profilaktyka przy użyciu pończoch do profilaktyki przeciwzakrzepowej jest często uzupełniana lekami (np. heparyną) i innymi działaniami (np. gimnastyką).

Dzięki ciągle zmniejszającemu się uciskowi od kostki (ok. 18 mmHg) do uda (ok. 8 mmHg) żylny prąd zwrotny krwi jest optymalnie przyspieszany.

Zalety produktu

- Anatomicznie dopasowana pończocha ze stopniowo zmniejszającym się uciskiem
- Łatwa w obsłudze, wygodna w zakładaniu
- System barwnych oznaczeń pozwala w prosty sposób dobrać właściwy produkt
- Elastyczna, miękka, przyjazna dla skóry oraz oddychająca dzianina
- Wydajna dzięki możliwości wielokrotnego zastosowania

Sposób działania

Aby profilaktyka przeciwzakrzepowa była skuteczna, niezbędne jest przyśpieszenie przepływu krwi poprzez zastosowanie stopniowo opadającego ucisku. Nasza wypróbowana i przetestowana pończocha przeciwzakrzepowa thrombexin jest do tego idealna. Thrombexin 18 to gwarancja zmiennego ucisku od kostki (ok. 18 mmHg) po udo (ok. 8 mmHg).


Długości

- Podkolanówka
- Pończocha do górnej granicy uda

Skład produktu: 18% elastanu, 82% poliamidu

Wskazania

- Niezawodna profilaktyka przeciwzakrzepowa:
- Dla pacjentów mobilnych przed-, w czasie -, i po operacji
- Przed i po porodzie
- Dla obłożnie chorych



| Knee (AD) | | | | | | | |
|------------|---|---------|---------------|----------|-----------|-------------|--------|
| Size | Leg measurements* (circumference in cm) | | | | Length AD | Colour code | |
| | Ankle cB | Calf cC | Below knee cD | Thigh cG | | Heel | Thigh |
| XS | 17 – 19 | 26 – 32 | 25 – 31 | – | 35 – 46 | orange | – |
| S | 20 – 22 | 30 – 38 | 29 – 37 | – | 35 – 46 | green | – |
| M | 23 – 25 | 34 – 44 | 33 – 43 | – | 35 – 46 | violet | – |
| L | 26 – 28 | 38 – 48 | 37 – 47 | – | 35 – 46 | blue | – |
| L-X | 26 – 28 | 44 – 55 | 43 – 54 | – | 35 – 46 | grey | – |
| XL | 29 – 31 | 44 – 55 | 43 – 54 | – | 35 – 46 | red | – |
| XXL* | 32 – 34 | 51 – 66 | 50 – 65 | – | 35 – 46 | brown | – |
| Thigh (AG) | | | | | | | |
| XS | 17 – 19 | 26 – 36 | 25 – 35 | 40 – 50 | 60 – 84 | orange | orange |
| S | 20 – 22 | 30 – 42 | 29 – 41 | 48 – 60 | 65 – 89 | green | green |
| S-X | 20 – 22 | 30 – 42 | 29 – 41 | 56 – 70 | 65 – 89 | green | grey |
| M | 23 – 25 | 34 – 46 | 33 – 45 | 56 – 70 | 65 – 89 | violet | violet |
| M-X | 23 – 25 | 34 – 46 | 33 – 45 | 64 – 80 | 65 – 89 | violet | grey |
| L | 26 – 28 | 38 – 51 | 37 – 50 | 64 – 80 | 65 – 89 | blue | blue |
| L-X | 26 – 28 | 38 – 51 | 37 – 50 | 72 – 90 | 65 – 89 | blue | grey |
| XL | 29 – 31 | 42 – 55 | 41 – 54 | 72 – 90 | 65 – 89 | red | red |
| XL-X | 29 – 31 | 42 – 55 | 41 – 54 | 80 – 100 | 65 – 89 | red | grey |
| Hip (AG) | | | | | | | |
| S | 20 – 22 | 30 – 42 | 29 – 41 | 48 – 60 | 65 – 89 | green | green |
| M | 23 – 25 | 34 – 46 | 33 – 45 | 56 – 70 | 65 – 89 | violet | violet |
| L | 26 – 28 | 38 – 51 | 37 – 50 | 64 – 80 | 65 – 89 | blue | blue |
| L-X | 26 – 28 | 38 – 51 | 37 – 50 | 72 – 90 | 65 – 89 | blue | grey |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , L-X , M , S , XL , XS , XXL