

Link do produktu: <https://akmed.pl/podpietki-medic-line-flex-med-md379-p-8036.html>

## Podpiętki Medic Line FLEX MED MD379



Numer katalogowy **13389**

Producent **Mazbit**

### Opis produktu

- podpiętki dla osób z nieprawidłowym ustawieniem tyłostopia lub przeciążeniem ścięgna Achillesa
- specjalna konstrukcja stabilizuje i podtrzymuje prawidłowe ustawienie pięty w stosunku do osi podudzia
- zalecane do wszystkich typów obuwia z zabudowaną piętą
- wyściółka z mikrofibry przyjazna skórze

Rodzaj  
Przeznaczenie  
Obuwie

Podpiętki/zapiętki  
Koślawość pięty  
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie, Baleriny  
Wyściółka, sztywny korytkowy profil  
35/37, 38/40, 41/43, 44/46

Wykonanie  
Rozmiar

### Pranie

Przecieranie chusteczką

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle ( szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 35/37 , 38/40 , 41/43 , 44/46