

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-przeciwodlezynowa-pneumatyczna-pneumat-p-1313.html>



## Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna PNEUMAT

Numer katalogowy	<b>PNEUMAT</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

Poduszka została zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby skutecznie zapobiegać powstaniu odleżyn i zapewnić maximum komfortu osobom zmuszonym do pozostania przez długi czas w tej samej pozycji.

Poduszka zbudowana jest z elastycznych komór wypełnionych powietrzem i połączonych ze sobą. Napełnienie powietrzem oraz regulacja ciśnienia odbywa się przy pomocy pompki i zaworu powietrznego.

Wskutek nierównomiernego obciążenia ciałem powietrze zostaje przepchnięte do komór mniej obciążonych i powierzchnia poduszki dopasowuje się do kształtu ciała. Umożliwia to równomierny rozkład sił unoszących siedzącą osobę i zapewnia swobodny dopływ tlenu oraz innych składników odżywczych do komórek ciała, zapobiegając powstawaniu odleżyn.

Wolne przestrzenie między komorami i przepuszczalny materiał górnej oraz bocznych części pokrowca, pozwalają na dostateczną wentylację siedziska, odprowadzenie ciepła oraz redukcję pocenia się.

Materiał z którego są wykonane komory poduszki, pozwala na łatwe utrzymanie higieny, poprzez możliwość mycia w detergentach lub w innych ogólnie stosowanych środkach czystości.

Elastyczna i śliska górna część pokrowca umożliwia łatwą zmianę pozycji ciała. Dolna część pokrowca wykonana jest z materiału przeciwpoślizgowego, co zapobiega niepożądanemu przesuwaniu się poduszki po podłożu.

**1. Jedno-sekcyjna, oznaczenie: I KN**, w której wszystkie komory poduszki połączone są pomiędzy sobą i napełniane za pomocą jednego zaworu powietrznego. Produkowane są w następujących rozmiarach nominalnych, z tolerancją do  $\pm 1$  cm na szerokości i długości:

- standard: 40x40x5 cm
- poduszki większe: 40x45x5 cm, 40x49x5 cm, 45x45x5 cm, 45x49x5 cm
- poduszki mniejsze: 40x35x5 cm, 35x35x5 cm, 35x30x5 cm, 30x30x5 cm.

**2. Dwu-sekcyjna, oznaczenie: II KN**, w której poduszka podzielona jest na dwie części – sekcje i każda z nich ma komory połączone pomiędzy sobą napełniane przy pomocy osobnego zaworu. Poduszka dwu-sekcyjna, poprzez możliwość zróżnicowania ciśnienia w dwu częściach poduszki pozwala skorygować wadliwą pozycję użytkownika na wózku inwalidzkim w ułożeniu wzdłużnym lub dopasować wypoziomowanie w ułożeniu poprzecznym. Produkowane są w następujących rozmiarach nominalnych, z tolerancją do  $\pm 1$  cm na szerokości i długości:

- 
- standard: 40x40x5 cm
  - poduszki większe: 40x45x5 cm, 40x49x5 cm 45x45x5 cm
  - poduszki mniejsze: 40x35x5 cm, 35x35x5 cm, 30x30x5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar (cm x cm):** 30x30x5 , 40cmx45cm , 40x35x5 cm , 40x49x5 cm , 43cmx43cm , 45cmx45cm