

Link do produktu: <https://akmed.pl/polsztywny-kolnierz-ortopedyczny-am-km-p-2409.html>

Półsztywny kołnierz ortopedyczny AM-KM



Numer katalogowy

AM-KM

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Kołnierz ortopedyczny typu Szczyzna AM-KM wykonany jest z pianki poliuretanowej, pokryty bawełnianą dzianiną ortopedyczną. Zapinany jest przy pomocy taśmy VELCRO, służącej do regulacji obwodu.

Właściwości

Stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku szyjnym, odciąża mięśnie szyi, Wskazania, okres stosowania zależne od decyzji lekarza prowadzącego.

Przeznaczenie

- Po przebytych urazach kręgosłupa szyjnego (skręcenia, stłuczenia).
- w rehabilitacji po przebytych złamaniach kręgosłupa szyjnego leczonych zachowawczo i operacyjnie
- w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych szyi i barków spowodowanych urazem, przeciążeniem lub zmianami zwyrodnieniowymi
- w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego połączonych z objawami neurologicznymi (radikulopatia szyjna, parestezje kończyn górnych, zawroty głowy i zaburzenia równowagi
- w bólach głowy i szumach usznych pochodzenia szyjnego
- w kręczu szyi spowodowanym różnymi przyczynami
- w bólach głowy i szumach usznych pochodzenia szyjnego
- w kręczu szyi spowodowanym różnymi przyczynami

Przeciwwskazania

Zbyt ciasne założenie ortozy może prowadzić do nasilenia dolegliwości, zbyt luźne powoduje brak założonego działania. Uczucie duszności i dyskomfort, nasilenie istniejących dolegliwości może znacznie ograniczyć lub nawet uniemożliwić stosowanie ortozy (szczególnie u osób z przerostem tarczycy, przy znacznej otyłości, przy nasilonych zaburzeniach nerwicowych) - po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym. Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowanie ortozy zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci, chorych psychicznie. W przypadku zmian na skórze w miejscach przylegania (otarcia naskórka, zranienia, egzemy skórne) stosowanie ortozy jest ograniczone - możliwe po założeniu opatrunku

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S