

Link do produktu: <https://akmed.pl/ponczochy-kompresyjne-mediven-comfort-p-7968.html>



## Pończochy kompresyjne mediven® comfort

Numer katalogowy **9880**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Podstawa w leczeniu chorób żylnych

- Optymalna wygoda dzięki bardzo miękkiej tkaninie
- Łatwe codzienne zakładanie i zdejmowanie
- Zawiera lanolinę\* dla efektywnej pielęgnacji skóry

### mediven comfort to największy komfort noszenia i miękkość materiału

Według medi terapia kompresyjna powinna być tak przyjemna jak to tylko możliwe. Maksymalny komfort noszenia- wyjątkowa miękkość - idealne dopasowanie.

#### Zalety produktu

- Numer 1 pod względem komfortu noszenia
- Niezwykle miękki materiał dla lepszego zakładania i ściągania
- Dodatkowa ochrona skóry dzięki zastosowaniu lanoliny\*
- Wzmocniona część pięty
- Nowa i atrakcyjna część majtkowa w rajstopach, podkreślająca sylwetkę
- Elastyczne klipy dla idealnego dopasowania

\* naturalna substancja stosowana w leczeniu suchej i zrogowaciałej skóry, mająca wiele zastosowań np. w pielęgnacji skóry dzieci. Aktywność substancji nawet po 100 praniach.

#### Długości

- Podkolanówka
- Pończocha do uda
- Rajstopy
- Wykonane na miarę

#### Skład produktu

---

CCL 1: 32% elastanu, 68% poliamidu

CCL 2: 35% elastanu, 65% poliamidu

### Instrukcja prania

Pończochy należy prać oddzielnie lub razem z tkaninami w podobnym kolorze. Nie używać środków wybielających ani zmiękczących. Używać detergentów do tkanin wełnianych. Pończochy należy następnie kilkakrotnie wypluć! Po praniu powiesić pończochę do wyschnięcia lub niezwłocznie odwirować z ustawieniem dla delikatnego prania. Nie pozostawiać wilgotnego produktu na lub w ręczniku. Nie pozostawiać do wyschnięcia na grzejnikach ani w bezpośrednim świetle słonecznym. Pończoch medi nie wolno czyścić chemicznie, środkami do usuwania plam ani przy użyciu benzenu.

- Cykl skrócony
- Nie używać wybielacza zawierającego chlor
- Suszyć w suszarce bębnowej przy niskim ustawieniu
- Nie prasować
- Nie prać chemicznie

### Wskazania

- Żylaki
  - Żylakowatość pierwotna lub wtórna
  - Żylaki w ciąży
  - Wsparcie w skleroterapii
  - Po operacji żylaków
- Przewlekłe choroby żyłne: Etapy C0 do C4 zgodnie z klasyfikacją CEAP
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów mobilnych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowe) lub stan po wyleczonym zapaleniu żył
- Zakrzepica żył głębokich, stan po zakrzepicy, zespół pozakrzepowy

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** I , II , III , IV , V , VI , VII

**Kolor:** brąz , czarny , karmelowy , piaskowy , różany , rubinowy

**Odmiany:** AD krótkie , AD normalne , AG krótkie , AG normalne , AT krótkie , AT normalne , Podkolanówka , Pończochy , Rajstopy

**Klasa Kompresji:** CCL 1 , CCL 2