

Link do produktu: <https://akmed.pl/pończochy-kompresyjne-mediven-elegance-p-7964.html>



## Pończochy kompresyjne mediven elegance®

Numer katalogowy **9876**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Patrząc na Nasz produkt widzisz piękno

- Bardzo modne, w najnowszych paletach kolorów i wykończone ekskluzywnymi kryształkami Swarovski®\*
- Testowane dermatologicznie\*\*
- Soft elastic dla większej swobody palców

### Patrząc na Nasz produkt widzisz piękno

... a nie pończochę uciskową. Nowa mediven® elegance noszenie pończoch uciskowych nigdy nie było takie atrakcyjne

#### Zalety produktu

- Modna, wysoce skuteczna elegancja. Odzież kompresyjna o wyglądzie przezroczystej pończochy, z najnowszą paletą kolorów i ekskluzywnymi kryształkami Swarovski®\*.
- Nowe atrakcyjne motywy ściągaczy silikonowych dla pończoch ściągających (ściągacz platinum, ściągacz sensitive, ściągacz extra, ściągacz basic).
- Szczególnie przyjazne dla skóry, jak wykazało badanie z zakresu dermatologii. Odpowiednie dla wrażliwej skóry.
- Innowacyjna technika dziania i wytwarzania materiału medi hybrid dla pierwszego w historii połączenia miękkości z przezroczystością, z równie prostym zakładaniem i dopasowaniem.
- Soft Elastic dla większej swobody palców i większej wygody w odcinku przedstopia.
- Mniejsza pięta pozwalająca na dopasowanie bez zmarszczeń. Nie rzucająca się w oczy w butach i szczególnie wytrzymała dzięki podwójnemu wzmocnieniu.
- Nowa struktura oraz szersze wykończenie mankietu w podkolanówkach w celu zapewnienia lepszego utrzymania produktu na nodze.

#### Długości

- Podkolanówka
- Pończocha do uda
- Rajstopy
- Rajstopy ciężowe
- Wykonane na miarę

---

## Skład produktu

CCL 1: 34% elastanu, 66% poliamidu

CCL 2: 39% elastanu, 61% poliamidu

## Instrukcja prania

Pończochy należy prać oddzielnie lub razem z tkaninami w podobnym kolorze. Nie używać środków wybielających ani zmiękczących. Używać detergentów do tkanin wełnianych. Pończochy należy następnie kilkakrotnie wypłukać!

Po praniu powiesić pończochę do wyschnięcia lub niezwłocznie odwirować z ustawieniem dla delikatnego prania. Nie pozostawiać wilgotnego produktu na lub w ręczniku. Nie pozostawiać do wyschnięcia na grzejnikach ani w bezpośrednim świetle słonecznym.

Pończoch medi nie wolno czyścić chemicznie, środkami do usuwania plam ani przy użyciu benzenu.

- Cykl skrócony
- Nie używać wybielacza zawierającego chlor
- Suszyć w suszarce bębnowej przy niskim ustawieniu
- Nie prasować
- Nie prać chemicznie

## Wskazania

- Żylaki
  - Żylakowatość pierwotna lub wtórna
  - Żylaki w ciąży
  - Wsparcie w skleroterapii
  - Po operacji żyłaków
- Przewlekłe choroby żyłne: Etapy C0 do C2 zgodnie z klasyfikacją CEAP
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów mobilnych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowe) lub stan po wyleczonym zapaleniu żył

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** I , II , III , IV , V , VI , VII

**Kolor:** antracytowy , biały , brąz , czarny , diamentowy , karmelowy , medi Magenta , Moda , Montana , Niebieski Księżycowy , piaskowy , pudrowy , różany , rubinowy , siena , szmaragdowy , terra

**Odmiany:** AD krótkie , AD normalne , AG krótkie , AG normalne , AT krótkie , AT normalne , AT/P krótkie , AT/P normalne , AT/U krótkie , AT/U normalne , Podkolanówka , Pończocha samonośna , Rajstopy , Rajstopy ciężowe , Rajstopy zmniejszające brzuch i z efektem Push-up , ściągacz platinum , ściągacz basic , ściągacz extra , ściągacz sensitive

**Klasa Kompresji:** CCL 1 , CCL 2