

Link do produktu: <https://akmed.pl/ponczochy-kompresyjne-mediven-plus-p-7969.html>



Pończochy kompresyjne mediven plus®

Numer katalogowy **9881**

Producent **Medi**

Opis produktu

Wysokie bezpieczeństwo sprawdzonej kompresji

- Niezawodne dopasowanie
- Działanie przeciwbakteryjne na całej nodze z Clima Fresh
- Szczególnie przyjazne dla skóry (testowane dermatologicznie)

Odczuwalna niezawodność

W ciągu ponad 40 lat marka mediven plus wyrobiła sobie pozycję jako bezpieczny wybór dla rozmaitych wskazań. Sprawdzone pończochy uciskowe dzięki dodatkowym plusom zapewniają jeszcze lepszą jakość życia i więcej bezpieczeństwa w życiu codziennym. Odnaczają się niezawodnością w każdej sytuacji, przez co Państwa klienci mogą się cieszyć beztrudnymi, pozytywnymi chwilami. Prosimy zaufać najlepszym pończochom mediven plus wszech czasów!

Zalety produktu

- Pięta „Plus” w kształcie Y umożliwia łatwe zakładanie, zapewnia dobre dopasowanie i nadaje uczucie swobody w okolicy podbicia - przez cały dzień.
- Prążkowane wzmocnione podeszwy zapewniają niezawodną trwałość.
- Zoptymalizowana część na palce umożliwia dobre dopasowanie i doskonałą wytrzymałość.
- Ściągacz o szerokości 5 cm sprawia, że podkolanówka jest jeszcze wygodniejsza i jeszcze lepiej się trzyma.
- Dla NIEJ i dla NIEGO
- Wysoka wytrzymałość
- Nieprzezroczysty wygląd
- Działanie przeciwbakteryjne w obszarze całej nogi dzięki systemowi Clima Fresh
- Optymalne osadzenie dzięki nowej pięcie „Plus”, dopasowanej części na palce i szerszemu ściągaczowi
- Część majteczkowa w rozmiarze Maxi jako wariant standardowy
- Cztery ściągacze silikonowe dla indywidualnych potrzeb (normalny i szeroki): ściągacz silikonowy basic jako wariant standardowy i ściągacz silikonowy platinum, ściągacz silikonowy sensitive, ściągacz silikonowy extra na specjalne życzenie
- Bardzo dobra tolerancja dla skóry, nawet w przypadku skóry wrażliwej i ze skłonnością do alergii (produkt przetestowany dermatologicznie*)

* Patrz: Ben Ammar, F. (DermScan): Badanie kliniczne nad tolerancją wyrobu medycznego dla skóry – Próba zastosowania pod kontrolą dermatologiczną, Tunis, 2012/2013.

Długości

- Podkolanówka
- Pończocha do uda
- Rajstopy
- Rajstopy ciężowe
- Trykot męski
- Wykonane na miarę

Skład produktu

CCL 1: 25% elastanu, 75% poliamidu

CCL 2: 31% elastanu, 69% poliamidu

CCL 3: 37% elastanu, 63% poliamidu

Instrukcja prania

Pończochy należy prać oddzielnie lub razem z tkaninami w podobnym kolorze. Nie używać środków wybielających ani zmiękczących. Używać detergentów do tkanin wełnianych. Pończochy należy następnie kilkakrotnie wypłukać! Po praniu powiesić pończochę do wyschnięcia lub niezwłocznie odwirować z ustawieniem dla delikatnego prania. Nie pozostawiać wilgotnego produktu na lub w ręczniku. Nie pozostawiać do wyschnięcia na grzejnikach ani w bezpośrednim świetle słonecznym. Pończochy medi nie wolno czyścić chemicznie, środkami do usuwania plam ani przy użyciu benzenu.

- Cykl skrócony
- Nie używać wybielacza zawierającego chlor
- Suszyć w suszarce bębnowej przy niskim ustawieniu
- Nie prasować
- Nie prać chemicznie

Wskazania

- Żylaki
 - Żylakowatość pierwotna lub wtórna
 - Żylaki w ciąży
 - Wsparcie w skleroterapii
 - Po operacji żyłaków
- Przewlekłe choroby żyłne: Etapy C0 do C4 zgodnie z klasyfikacją CEAP
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów mobilnych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowe) lub stan po wyleczonym zapaleniu żył
- Zakrzepica żył głębokich, stan po zakrzepicy, zespół pozakrzepowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI , VII

Kolor: brąz , czarny , karmelowy , Moda , Niebieski Księżycowy , różany

Odmiany: Kalesony z rozporkiem AT/H krótkie , Kalesony z rozporkiem AT/H normalne , Podkolanówki AD krótkie , Podkolanówki AD normalne , Pończochy AG krótkie , Pończochy AG normalne , Pończochy z przewiązaniem w talii krótkie , Pończochy z przewiązaniem w talii normalne , Rajstopy AT krótkie , Rajstopy AT normalne , Rajstopy ciężowe AT/U krótkie , Rajstopy ciężowe AT/U normalne , Rajstopy z częścią majteczkową w rozmiarze Maxi krótkie , Rajstopy z częścią majteczkową w rozmiarze Maxi normalne , Rajstopy z jedną nogawką ATE krótkie , Rajstopy z jedną nogawką ATE normalne , Ściągacz silikonowy basic , Ściągacz silikonowy extra , Ściągacz silikonowy platinum , Ściągacz silikonowy sensitive

Klasa Kompresji: CCL 1 , CCL 2 , CCL 3