

Link do produktu: <https://akmed.pl/pończochy-przeciwżylakowe-duomed-p-7981.html>



## Pończochy przeciwżylakowe duomed®

Numer katalogowy **9893**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Ekonomiczne rozwiązanie przy problemach z żylakami

- Dla NIEJ i dla NIEGO
- Mięka i elastyczna pończocha
- Zapewnia dostosowanie do każdego ruchu

### duomed to połączenie trwałej i wygodnej pończochy z atrakcyjną ceną

Produkt przeznaczony jest do leczenia : zakrzepicy z tendencją do łagodnego obrzęku, zmian żylakowych powstałych w trakcie ciąży, zapalenia żył ze średnim obrzękiem. Duomed ma również zastosowanie po zabiegu skleroterapii i/lub leczeniu operacyjnym.

#### Zalety produktu

- Klasy kompresji 1 i 2
- Szeroka gama modeli
- W kolorach beżowym i czarnym
- Palce : otwarte lub zamknięte
- Clima-Comfort zapewnia dużą przepuszczalność powietrza i niezawodną regulację temperatury.
- Giętkie i elastyczne, dostosowują się do każdego ruchu
- Gwarancja właściwego medycznego ucisku

#### Sposób działania

duomed to połączenie trwałej i wygodnej pończochy z atrakcyjną ceną. Elastyczny i trwały materiał.

#### Długości

- Podkolanówka

- 
- Pończocha do uda
  - Rajstopy

### **Skład produktu:**

CCL 1: 37% elastanu, 63 % poliamidu

CCL 2: 43% elastanu, 57% poliamidu

### **Instrukcja prania**

Pończochy należy prać oddzielnie lub razem z tkaninami w podobnym kolorze. Nie używać środków wybielających ani zmiękczających. Używać detergentów do tkanin wełnianych. Pończochy należy następnie kilkakrotnie wypluć!

Po praniu powiesić pończochę do wyschnięcia lub niezwłocznie odwirować z ustawieniem dla delikatnego prania. Nie pozostawiać wilgotnego produktu na lub w ręczniku. Nie pozostawiać do wyschnięcia na grzejnikach ani w bezpośrednim świetle słonecznym.

Pończoch medi nie wolno czyścić chemicznie, środkami do usuwania plam ani przy użyciu benzenu.

### **Wskazania**

- Żylaki
  - Żylakowatość pierwotna lub wtórna
  - Żylaki w ciąży
  - Wsparcie w skleroterapii
  - Po operacji żylaków
- Przewlekłe choroby żyłne: Etapy C0 do C4 zgodnie z klasyfikacją CEAP
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów mobilnych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowe) lub stan po wyleczonym zapaleniu żył
- Zakrzepica żył głębokich, stan po zakrzepicy, zespół pozakrzepowy

### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL

**Kolor:** beżowy , czarny

**Odmiany:** Podkolanówki AD krótkie , Podkolanówki AD normalne , Pończocha z paskiem AG krótkie , Pończocha z paskiem AG normalne , Pończochy samonośne AG krótkie , Pończochy samonośne AG normalne , Rajstopy AT krótkie , Rajstopy AT normalne

**Klasa Kompresji:** CCL 1 , CCL 2