



## Push care orteza stabilizująca rzepkę

Numer katalogowy	<b>10093</b>
Producent	<b>Push</b>

### Opis produktu

#### Charakterystyka

Orteza wywiera ucisk wokół stawu kolanowego i podtrzymuje rzepkę. W rezultacie wzrasta odczucie stabilizacji, a ból jest złagodzony. Orteza jest odpowiednia przy stanach zwyrodnieniowych i niestabilnościach. Jest przykładem produktu o wysokiej jakości połączonej z atrakcyjnym wyglądem. Ucisk może być dopasowywany indywidualnie poprzez regulowane zapięcia. W rezultacie użytkownik odczuwa wygodne podparcie i może swobodniej się poruszać. Zastosowanie wysokiej jakości elastycznych materiałów gwarantuje możliwie najlepsze dopasowanie. To dopasowanie wraz z silikonowymi wstawkami wewnątrz ortezy pozwala być pewnym, że orteza pozostanie we właściwym miejscu. Element o kształcie podkowy podpira rzepkę z obydwu stron. Pelota ta stabilizuje i odciąża staw rzepkowo-udowy. Charakterystyczny kształt pozostawia rzepce wolny ruch do góry podczas skurczu mięśni uda. Od dołu podpórka ma wgłębienie, które zapewnia, że nie będzie wywierany niepożądany ucisk na więzadło rzepki. W przypadku choroby zwyrodnieniowej może być problem ze zginaniem stawu kolanowego. W rezultacie założenie ortezy mogłoby być trudne. Dzięki otwartej konstrukcji górnej części ortezy użytkownik może w łatwy sposób ją założyć i zapiąć. Elastyczne taśmy wokół uda są regulowane, co oznacza, że stopień ucisku może być dopasowany indywidualnie. Taśmy krzyżujące się podpierają rzepkę i powodują dodatkową kompresję w tym miejscu. Efekt stabilizacji i podparcia rzepki jest w ten sposób wzmocniony. Otwarta konstrukcja wokół uda powoduje, że ortezę można dopasować w ramach danego rozmiaru. W rezultacie w danym rozmiarze możliwość dopasowania jest trzykrotnie zwiększona w porównaniu do tradycyjnej konstrukcji opaski. Doskonałe dopasowanie uzyskujemy zatem stosując tylko pięć rozmiarów.

#### Wskazania

- Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
- Choroba zwyrodnieniowa stawu rzepkowo-udowego
- Zespół rzepkowo-udowy
- Ból w okolicy stawu rzepkowo-udowego
- Niestabilność rzepki
- Zmiany zwyrodnieniowe
- Inne czynnościowe niestabilności

Rozmiar	Obwód w cm
1	28-31
2	31-34
3	34-37
4	37-41
5	41-45

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5