

Link do produktu: <https://akmed.pl/siedzisko-ortopedyczne-dla-dzieci-baffin-neosit-rs-p-8090.html>



## Siedzisko ortopedyczne dla dzieci Baffin neoSIT RS

Numer katalogowy	<b>13301</b>
Producent	<b>LIW Care</b>

### Opis produktu

#### Baffin neoSIT RS

Baffin neoSIT RS jest siedziskiem ortopedycznym dla dzieci stabilizującym plecy i głowę. Przeznaczony jest do pozycjonowania pacjenta w pozycji siedzącej i pozycjach pośrednich. Produkowany jest w trzech rozmiarach S, M, L.

Zbudowany jest ramy jezdnej RS z regulacją wysokości, siedziska, kół, tapicerki, pasów stabilizujących miednicę, podłokietników, kamizelki, pelot piersiowych, pelot biodrowych, pelot przykolanowych wraz z pasami odwodzącymi, rączki do prowadzenia, podnóżka wraz z pasami do stóp. Całość pokryta jest tapicerką, którą można zdejmować do prania.

Baffin neoSIT RS jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od stycznia 2014 roku urządzenie można nabyć jako wyrób medyczny typu siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

#### Cechy Baffin neoSIT RS

Baffin neoSIT RS, dzięki innowacyjnym systemom wbudowanego „kręgosłupa”, pelot bocznych oraz korekcji miednicy, to znakomite narzędzie dla fizjoterapeutów ułatwiające pozycjonowaniu pacjenta w pozycji siedzącej i pozycjach pośrednich. Dzięki łatwości obsługi może być wykorzystywany w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w domu podczas kontynuacji terapii. Podparcie kręgosłupa na całej długości linii pleców pozwala zmniejszyć nacisk na pojedyncze kręgi. Baffin neoSIT RS pozwala na budowanie prawidłowego wzorca postawy w siadzie. Pacjent zaopatrzony w urządzenie może brać udział w zajęciach edukacyjnych, terapii zajęciowej oraz zabawie. Sprzyja aktywizacji pacjenta oraz budowaniu funkcji poznawczych.

#### Siedzisko ortopedyczne przyjazne i funkcjonalne dla pacjenta oraz opiekuna:

- korekcja wady postawy - pozwala prawidłowo ustawić kręgosłup i miednicę dziecka
- duże możliwości dopasowania do anatomicznych kształtów użytkownika
- innowacyjna konstrukcja oparcia pleców naśladująca kręgosłup człowieka
- lekka i kompaktowa konstrukcja umożliwia przyjmowanie pozycji siedzącej oraz półleżącej
- zmiana ustawień za pomocą łatwo dostępnych pokręteł
- siedzisko "rośnie" razem z użytkownikiem - długie użytkowanie bez konieczności wymiany urządzenia
- stabilizacja nóg- peloty przykolanowe z pasami odwodzącymi

- 
- bezpieczne, antyalergiczne tapicerki posiadające normy Öko-Tex
  - nowoczesny design.

## Dla kogo? Baffin neoSIT RS

Baffin neoSIT RS jest urządzeniem pozycjonującym oraz wspomagającym pacjenta w pozycji siedzącej. Znajduje zastosowanie w tych jednostkach chorobowych, w których pacjent utracił tę funkcję czasowo, trwale lub nie została ona jeszcze wykształcona.

Baffin neoSIT RS znajduje zastosowanie w następujących jednostkach chorobowych: mózgowie porażenie dziecięce, dystrofie mięśniowe, porażenia różnego pochodzenia, rozczep kręgosłupa, przepukliny oponowo-rdzeniowe, stany po urazach kręgosłupa, stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po udarach, wady postawy, a w szczególności skolioza kręgosłupa, gdy inne zaopatrzenie nie znajduje zastosowania.

### Wskazania:

- poprawa wentylacji płuc i zapobieganie zapaleniu płuc,
- poprawa stanu psychicznego,
- leczenie i spowalnianie postępu skoliozy u dzieci oraz młodzieży z utraconą funkcją chodu,
- budowanie prawidłowego wzorca siadu.

## Akcesoria Baffin neoSIT RS

### HEADPOD

Dynamiczny System Podtrzymujący Głowę dla osób z obniżonym napięciem mięśniowym szyi i tułowia. Dynamiczny zagłówek

### Stolik RS

Duży stolik do zabawy, nauki i zajęć terapeutycznych.

### Zagłówek

Dopasowujący się do kształtu i pozycji głowy. Doskonała stabilizacja najważniejszej części ciała małego pacjenta.

### System pelot, kamizelka i pasy stabilizujące

Umożliwiają korekcję wad postawy - prawidłowe ustawienie kręgosłupa i miednicy użytkownika.

### Dzielony podnóżek

Dzielony podnóżek- ustawienie stopy w zgięciu grzbietowym i podeszwowym jak i możliwość supinacji i pronacji stopy.

## Do pobrania Baffin neoSIT RS

- [Dane techniczne](#)
- [Deklaracja CE](#)
- [Instrukcja obsługi](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S