

Link do produktu: <https://akmed.pl/siedzisko-ortopedyczne-dla-dzieci-lilisit-p-8091.html>



Siedzisko ortopedyczne dla dzieci LiliSIT

Numer katalogowy	13302
Producent	LIW Care

Opis produktu

LiliSIT

LiliSIT jest siedziskiem ortopedycznym dla dzieci stabilizującym plecy i głowę. Produkowany jest w dwóch rozmiarach S i M.

Zbudowany z siedziska z „systemem przepinania“, pozwalającym zamontować LiliSIT na różnych podstawach jezdnych*. W siedzisku oferujemy system stabilizacji miednicy, system stabilizacji i odwodzenia nóg, system podparcia lędźwiowego wraz z pelotami bocznymi, regulowany zagłówek, platformy stóp oraz wielopozycyjne podłokietniki. Całość pokryta jest tapicerką ZERO SPOT SYSTEM, która zapobiega wchłanianiu rozlanych cieczy. Tkanina jest jednocześnie praktyczna, posiada nasycone kolory oraz jest przyjemna w użytkowaniu.

LiliSIT jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od stycznia 2014 roku urządzenie można nabyć jako wyrób medyczny typu siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

**Wybór podstaw jezdnych w zakładce cechy szczególne*

Cechy LiliSIT

LiliSIT, dzięki innowacyjnym systemom to znakomite narzędzie dla fizjoterapeutów ułatwiające pozycjonowaniu pacjenta w pozycji siedzącej. Dzięki łatwości obsługi może być wykorzystywane w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w domu podczas kontynuacji terapii.

Siedzisko ortopedyczne przyjazne i funkcjonalne dla pacjenta oraz opiekuna:

- System Stabilizacji Miednicy (PelviSystem) - składa się z niezależnych pelot biodrowych regulowanych w zakresie szerokości, asymetrycznie i kątowno oraz pasów stabilizujących miednicę
- Duże możliwości dopasowania do anatomicznych kształtów użytkownika
- System stabilizacji i odwodzenia nóg (AbductSystem)- połączenie pelot kolanowych oraz klina rehabilitacyjnego z regulacją kąta odwodzenia
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia przyjmowanie pozycji siedzącej oraz półleżącej

-
- Zmiana ustawień za pomocą łatwo dostępnych pokręteł
 - System podparcia lędźwiowego oraz peloty boczne (SidesUp)- duży zakres regulacji wysokości i szerokości każdej peloty oraz stopnia podparcia odcinka lędźwiowego
 - Stabilizacja nóg- Platformy stóp (3DFeet)
 - Wielopozycyjny podłokietnik- duży zakres regulacji wysokości oraz kąta pochylecia podłokietników
 - Tapicerka Zero Spot System- nowatorska technologia zabezpieczania tkanin przed plamami. Ułatwia czyszczenie siedziska, zapobiega wchłanianiu rozlanych cieczy
 - Nowoczesny design.

Cechy szczególne LiliSIT

Podstawy jezdne LiliSIT:

- xSIT Frame
- HL21 Frame Indoor
- HL21 Frame Indoor (bez rączki)
- HL21 Frame Outdoor

Dla kogo? LiliSIT

LiliSIT jest urządzeniem pozycjonującym oraz wspomagającym pacjenta w pozycji siedzącej. Znajduje zastosowanie w tych jednostkach chorobowych, w których pacjent utracił tę funkcję czasowo, trwale lub nie została ona jeszcze wykształcona.

LiliSIT znajduje zastosowanie w następujących jednostkach chorobowych: mózgowe porażenie dziecięce, dystrofie mięśniowe, porażenia różnego pochodzenia, rozczep kręgosłupa, przepukliny oponowo-rdzeniowe, stany po urazach kręgosłupa, stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po udarach, wady postawy, a w szczególności skolioza kręgosłupa, gdy inne zaopatrzenie nie znajduje zastosowania.

Wskazania:

- poprawa wentylacji płuc i zapobieganie zapaleniu płuc,
- poprawa stanu psychicznego,
- leczenie i spowalnianie postępu skoliozy u dzieci oraz młodzieży z utraconą funkcją chodu,
- budowanie prawidłowego wzorca siadu.

Akcesoria LiliSIT

HEADPOD

Dynamiczny System Podtrzymujący Głowę dla osób z obniżonym napięciem mięśniowym szyi i tułowia. Dynamiczny zagłówek

Zagłówek

Dopasowujący się do kształtu i pozycji głowy. Doskonała stabilizacja najważniejszej części ciała małego pacjenta.

System stabilizacji miednicy (PelviSystem)

Peloty biodrowe, pasy stabilizujące miednicę, system podparcia lędźwiowego, peloty boczne umożliwiają korekcję wad postawy - prawidłowe ustawienie kręgosłupa i miednicy użytkownika.

Dzielony podnózek

Dzielony podnózek- ustawienie stopy w zgięciu grzbietowym i podeszwowym jak i możliwość supinacji i pronacji stopy.

Do pobrania LiliSIT

-
- [Deklaracja CE](#)
 - [Instrukcja obsługi](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: M , S