

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-do-poprawy-prowadzenia-rzepki-genumedi-pt-p-7865.html>



Stabilizator kolana do poprawy prowadzenia rzepki Genumedi® PT

Numer katalogowy **9775**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizator kolana odciążający przyczepy więzadła rzepki

Wskazania

- zespół bólu rzepkowo-udowego w przypadku:
 - nierównowagi mięśniowej
 - nieprawidłowego ślizgu rzepkowo-udowego
 - lateralizacji rzepki
 - hipermobilności rzepki
 - nieprawidłowego ustawienia
- 2. faza po operacji stabilizacji rzepki

Sposób działania

- pozytywny wpływ na okołorzepkowe struktury mięśniowe w celu kompensacji nierównowagi
 - detonizacja mięśnia obszernego bocznego
 - aktywacja mięśnia obszernego przyśrodkowego
- wzmocniony z boku pierścień silikonowy ułatwia prowadzenie rzepki i pewny ruch w łożysku
- proprioceptywna kompresja w celu uzyskania pewnego prowadzenia i stabilizacji stawów

Korzyści produktu

- detonizacja i aktywacja dokładnie umieszczone peloty do detonizacji i aktywacji mięśnia obszernego bocznego lub mięśnia obszernego przyśrodkowego.
- indywidualne ustawienie nacisku możliwość indywidualnego dopasowania pasa rozciąganego i tym samym ucisku na mięsień obszerny boczny w celu wpływu na ruch rzepki.
- pewne prowadzenie rzepki pierścień silikonowy wokół rzepki jest wzmocniony z boku i wspiera pewne prowadzenie rzepki w łożysku.

Rozmiar:

obwód "f" (cm)	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49	49 - 52	52 - 55	55 - 58
obwód "d" (cm)	25 - 28	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46
rozmiar	I	II	III	IV	V	VI	VII
numer artykułu	K.14○.221/002	K.14○.222/002	K.14○.223/002	K.14○.224/002	K.14○.225/002	K.14○.226/002	K.14○.227/002

○ = Uzupełnić stronę: 2 = strona lewa , 3 = strona prawa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI , VII

Kolor: srebrny

TYP: lewy , prawy