

Link do produktu: <https://akmed.pl/sznurowana-orteza-reki-i-przedramienia-am-osn-u-03-p-2280.html>



## Sznurowana orteza ręki i przedramienia AM-OSN-U-03

Numer katalogowy **AM-OSN-U-03**

Producent **Reh4Mat**

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Sznurowana orteza nadgarstka została wykonana według nowego bardziej anatomicznego kształtu, dzięki czemu lepiej stabilizuje staw promieniowo-nadgarstkowy i nadgarstek.

W górnej części wyrobu zainstalowano dwie listwy z tworzywa sztucznego, które wraz z łyżką dłoniową przekrojowo tworzą trzy obwodowe punkty podparcia kończyny górnej. Taki sposób stabilizacji przedramienia jest sposobem najbardziej skutecznym.

Orteza została w całości wykonana z nowego innowacyjnego surowca AirSanmed. Specyfika tego surowca polega na tym, że nie jest on elastyczny przez co polepsza stabilizację zabezpieczonego stawu nadgarstkowego. Przy skórze pacjenta znajduje się przewiewna bawełniana dzianina frotte, wewnątrz półsztywna perforowana pianka komfortowa, na zewnątrz natomiast zainstalowany jest laminat medyczny z funkcją paroprzepuszczalną, który w celu łatwiejszego odprowadzania potu od ciała pacjenta został dodatkowo wyperforowany.

W dłoniowej części ortezy zainstalowano miękką elastyczną poduszkę poprawiającą komfort użytkowania wyrobu. Konstrukcja ortezy oraz użyte surowce przeciwdziałają wystąpieniu u jej użytkowników zespołu cieśni nadgarstka.

W dolnej części wyrobu zastosowano anatomicznie wyprofilowaną szynę dłoniową, która galwanicznie została zabezpieczona przed działaniem ludzkiego potu.

Mocowanie wyrobu na kończynie odbywa się przy użyciu zespołu sznurowanego wraz z zapięciem oraz jednej wąskiej taśmy dłoniowej. Zakres regulacji zapięcia jest bardzo duży i dzięki temu gwarantuje on duże możliwości regulacji i stabilizacji.

#### Stabilizacja 3 punktowa L3P (LOCK 3 POINTS)

W dolnej części wyrobu zastosowano anatomicznie wyprofilowaną szynę dłoniową, która galwanicznie została zabezpieczona przed działaniem ludzkiego potu. W górnej części wyrobu zainstalowano dwie listwy z tworzywa sztucznego, które wraz z łyżką

---

dłoniową przekrojowo tworzą trzy obwodowe punkty podparcia kończyny górnej. Taki sposób stabilizacji przedramienia jest sposobem najbardziej skutecznym.

## Przeznaczenie

- po przebytych urazach stawu promieniowo nadgarstkowego
- w zapaleniach kałek ścięgniastych,
- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych
- profilaktycznie w sporcie

## Właściwości

1. **Doskonała stabilizacja** - dzięki zastosowaniu szerokiej i sztywnej wkładki ortopedycznej oraz dwóch stulek uzyskano doskonałą stabilizację wyrobu.
2. **Komfort użytkownika** - dzięki zastosowaniu nowego surowca AirSanmed, pot od ciała pacjenta jest skutecznie odprowadzany.
3. **Łatwość użytkowania** - prosty sposób zakładania i zdejmowania wyrobu przez pacjenta.
4. **Utrzymanie właściwej higieny** - ze względu na łatwość zdemontowania wyrobu nie ma problemu z jego praniem i konserwacją.

## Przeznaczenie

- po przebytych urazach stawu promieniowo nadgarstkowego
- w zapaleniach kałek ścięgniastych,
- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych
- profilaktycznie w sporcie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**TYP:** lewy , prawy