



## Temblak kończyny górnej

Numer katalogowy **TGO-C OB 304**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Temblak kończyny górnej** wykonany jest z przewiewnego materiału i wyposażony jest w pas piersiowy regulowany za pomocą klamry i rzepa. Pas posiada miękką poduszkę zabezpieczającą szyję przed otarciami i nadmiernym uciskiem.

### Wskazania do stosowania temblaka:

- podtrzymywanie kończyny w urazach obejmujących kości przedramienia, stawu łokciowego oraz ramienia
- odciąża kończynę w czasie noszenia opatrunku gipsowego
- w czasie procesu rehabilitacyjnego

ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA
	Z RAMIENIEM (cm)
XS	45-59
S	60-75
M	76-91
L	92-107
XL	>107

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS