

Link do produktu: <https://akmed.pl/uniwersalna-orteza-nadgarstka-z-wyciagana-szyna-dloniowa-i-pasem-obwodowym-am-osn-u-08-p-2287.html>



Uniwersalna orteza nadgarstka z wyciąganą szyną dloniową i pasem obwodowym AM-OSN-U-08

Numer katalogowy **AM-OSN-U-08**

Producent **Reh4Mat**

Opis produktu

Skръcenie nadgarstka

Staw nadgarstkowy tworzy 8 małych kostek połączonych za pomocą mocnych więzadeł z kością łokciową i promieniową. Kości te umiejscowione są w 2 szeregach. Jeśli dochodzi do nadmiernego rozciągnięcia tkanek miękkich, a więc więzadeł i torebki stawowej, wówczas mówimy o skръceniu nadgarstka.

Do skръcenia może dojść wszędzie, zarówno w trakcie uprawiania sportu, jak i wykonywania codziennych aktywności. Najczęściej uraz polega na upadku na wyprostowaną rękę.

Ta siła powoduje rozciągnięcie, a czasem nawet naderwanie bądź całkowite zerwanie więzadeł, ścięgien i torebki stawowej. Równie niebezpieczny jest orkes zimowy, w którym szczególnie starsze osoby są narażone na podtknięcia i upadki na twardą powierzchnię (lód). Najczęściej uszkodzone więzadła przy skръceniu to **więzadło łodeczkowato-księżycowate** oraz **księżycowato-trójkanciaste**.

Pierwszym objawem skръcenia jest ból, obrzęk stawu i zmniejszenie jego ruchomości. Niestety, ale raz skръcony staw ma predykcję do ponownych urazów.

Jak temu zapobiec i chronić swój nadgarstek przed skръceniem? Wypróbuj naszą doskonałą **ortezę nadgarstka AM-OSN-U-08**, która doskonale zabezpieczy Twój staw przed urazem.

Charakterystyka produktu

Uniwersalna orteza nadgarstka z szyną dloniową i pasem **obwodowym AM-OSN-U-08** skonstruowana została w taki sposób, że można ją stosować zarówno **na prawą jak i lewą rękę**. Orteza posiada zamknięcie boczne oraz wycięcie na kciuk. Boczne zapięcia ortezy wykonano z taśm velcro, a na wysokości nadgarstka zastosowano elastyczny pas obwodowy z funkcją samoszczepną.

Po obu stronach ortezy zainstalowano zamykane kanały na szynę dloniową, którą można przekładać według potrzeby, aby uzyskać stabilizację ręki prawej lub lewej. Szyna powinna zawsze znajdować się od strony dloniowej ortezy.

Orteza została wykonana z przyjaznego dla skóry surowca o nazwie AirDistance II.

Jest to aktywny trójwarstwowy surowiec, który składa się z bardzo mocnej nierozciągliwej okładziny poliamidowej, posiadającej charakterystykę samoszczepną, z pianki komfortowej oraz bawełnianej dzianiny frotte. Ostatnia warstwa surowca AirDistance II odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz skuteczne odprowadzanie potu. Warstwa ta jest przyjazna dla skóry pacjenta oraz posiada atest Oeko-Tex Standard 100.

Dzięki funkcji samoszczepnej wyrób posiada bardzo **szeroki zakres regulacji**, a dzięki przekładanej szynie dłoniowej jest **wyrobem uniwersalnym**, możliwym do stosowania zarówno **na prawą jak i lewą rękę**.

Przeznaczenie

- jako unieruchomienie po urazie nadgarstka (złamanie, zwichnięcie)
- w zapaleniach kałek ścięgnistych.
- niestabilność stawu nadgarstkowego
- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych.
- profilaktycznie w sporcie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL