

Link do produktu: <https://akmed.pl/uniwersalna-orteza-podudzia-u-pu-p-2134.html>

Uniwersalna orteza podudzia U-PU



Numer katalogowy

U-PU

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza podudzia U-PU należy do grupy 4CLASSIC, jest wyrobem uniwersalnym – bezrozmiarowym, została wykonana z innowacyjnego surowca **UniPren**.

UniPren to uniwersalny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji. Ortezy wykonane z surowca **UniPren** to najmocniejsze i najskuteczniej stabilizujące ortezy dostępne na rynku.

Właściwości

Poprzez utrzymywanie stabilnej temperatury i elastyczny ucisk łagodzi dolegliwości bólowe, ma działanie zmniejszające obrzęki, ułatwia wchłanianie wysięków i krwiaków. Umożliwia szybszy powrót do treningów. Wskazania i zasady stosowania określa lekarz prowadzący.

Przeznaczenie

- w zespołach bólowych mięśni podudzia spowodowanych urazami lub przeciążeniem (nadmiernym treningiem lub ciężką pracą fizyczną)
- w obrzękach podudzia spowodowanych przebytymi urazami lub przeciążeniem (nadmiernym treningiem lub ciężką pracą fizyczną)
- profilaktycznie – spełnia funkcję ochronną podudzia

Przeciwwskazania

W przypadku występowania obrzęków stopy stosowanie ortezy jest możliwe jedynie po założeniu prawidłowo dobranych podkolanówek przeciwżylakowych z II* ucisku. W przypadku zmian na skórze w miejscach przylegania (otarcia naskórka, zranienia, egzemy skórne) konieczne jest skontaktowanie z lekarzem prowadzącym. Stosowanie ortezy jest ograniczone – możliwe po założeniu opatrunku.