

## Uprząż typu 'H' U79 Neo



Numer katalogowy	<b>U79 Neo</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

Prawidłowa postawa ciała to taka, która zapewnia optymalną stabilność, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego do jej utrzymania w pionie oraz stwarza warunki do optymalnego ułożenia narządów wewnętrznych. Prawidłowa postawa charakteryzuje się:

- Prostem ustawieniem głowy,
- fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i prostym kręgosłupem w płaszczyźnie czołowej,
- dobrze wysklepioną klatką piersiową,
- ramiona delikatnie cofnięte w stosunku do miednicy,
- symetryczne ułożenie miednicy.

Najbardziej obciąża kręgosłup siedzenie. Dlatego bardzo ważne jest aby osoba siedząca w wózku miała zagwarantowane prawidłowe podparcie.

Występują trzy podstawowe powierzchnie podparcia : pośladki plecy oraz kończyny dolne.

Pasy U79Neo stosuje się do korekty i stabilizacji tułowia przy:

- trwałej patologicznej kifozie
- tylnym wychyleniu miednicy,
- napięciu zginacza biodrowego,
- niskim napięciem mięśni tułowia,
- osłabieniu i zmniejszeniu wydajności mięśni.

Standardowo wszystkie pasy stabilizujące górną część ciała są dostarczane z regulacją napięcia przednią , która umożliwia osobie siedzącej w wózku samodzielne wyregulowanie napięcia. Możliwe jest dostarczanie pasów i kamizelek z regulacją tylną , kiedy nie jest wskazane aby pacjent miał dostęp do samodzielnego wyregulowania napięcia.

Zaleca się przy takich deformacjach jak opisane powyżej stosowanie równoległe dwupunktowego pasa biodrowego **U76Neo**

### SPOSÓB DOBORU PASÓW ORAZ KAMIZELEK:

---

Należy zmierzyć szerokość ramion biorąc pod uwagę tendencję do zmiany wagi , wzrostu, oraz grubsze ubranie.

XS (24cm-28cm)

S (28cm-33cm)

M (33cm-41cm)

L (41cm-48cm)

XL (48cm-56cm)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS