

Link do produktu: <https://akmed.pl/urzadzenie-multifunkcyjne-baffin-automatic-rs-p-8094.html>



Urządzenie multifunkcyjne Baffin Automatic RS

Numer katalogowy	13305
Producent	LIW Care

Opis produktu

Baffin Automatic RS

Urządzenie multifunkcyjne Baffin Automatic RS przeznaczone jest do pionizacji pacjenta oraz jego ustawiania w pozycji siedzącej. Produkowane jest w trzech rozmiarach S, M, L.

Baffin Automatic RS, dzięki innowacyjnym systemom wbudowanego „kręgosłupa”, pelot bocznych oraz korekcji miednicy, jest znakomitym narzędziem dla fizjoterapeutów. Ułatwia zmianę pozycji pacjenta na siedzącą oraz wyprostowaną. Rączka do prowadzenia z hamulcem oraz duże koła, to gwarancja wygodnego i bezpiecznego transportu. Dzięki swojej zwiększonej MOBILNOŚCI może być wykorzystywany w ośrodkach rehabilitacyjnych, szkole oraz w domu podczas kontynuacji terapii.

Baffin Automatic RS jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od stycznia 2014 roku urządzenie można nabyć jako wyrób medyczny typu urządzenie multifunkcyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Urządzenie posiada bowiem funkcję pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej oraz funkcję transportową.

Cechy Baffin Automatic RS

Baffin Automatic RS, dzięki innowacyjnemu systemowi wbudowanego „kręgosłupa”, umożliwia podparcie kręgosłupa na całej długości linii pleców, co pozwala zmniejszyć nacisk na pojedyncze kręgi, a wielopozycyjność umożliwia zmianę wektora napięcia osiowego. Baffin Automatic pozwala na budowanie prawidłowego wzorca postawy w siadzie. Pacjent zaopatrzony w urządzenie może brać udział w zajęciach edukacyjnych, terapii zajęciowej oraz zabawie.

Baffin Automatic RS to przyjazne i funkcjonalne urządzenie zarówno dla Pacjenta jak oraz opiekuna. Posiada:

- bardzo duży zakres regulacji — trzy rozmiary urządzenia
- duże możliwości biernej korekcji postawy w pozycji siedzącej, stojącej i leżącej
- możliwość ustawienia pozycji pośrednich w celu uzyskania jak największego komfortu dla pacjenta
- funkcję transportowa - rączka do prowadzenia oraz duże koła
- duże możliwości dopasowania do anatomicznych kształtów użytkownika
- możliwość przyjmowania nie tylko pozycji stojącej, ale także siedzącej i leżącej z zachowaniem stabilizacji
- regulowane peloty biodrowe oraz wielopozycyjny podłokietnik

-
- system multiposition, w którego skład wchodzi: peloty piersiowe z załokietnikami, kamizelka, pasy stabilizujące miednicę oraz siedzisko z regulacją guzów kulszowych
 - intuicyjne i przyjazne sterowanie za pomocą pilota.

Dla kogo? Baffin Automatic RS

Baffin Automatic RS znajduje najczęściej zastosowanie w następujących jednostkach chorobowych: mózgowie porażenie dziecięce, dystrofie mięśniowe, porażenia różnego pochodzenia, rozczep kręgosłupa, przepukliny oponowo-rdzeniowe, stany po urazach kręgosłupa, stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po udarach, wady postawy, a w szczególności skolioza kręgosłupa, gdy inne zaopatrzenie nie znajduje zastosowania.

Wskazania:

- poprawa czynności układu sercowo-naczyniowego,
- zapobieganie i leczenie zastojów żylnych,
- poprawa wentylacji płuc i zapobieganie zapalenia płuc,
- zapobieganie zatorom tętnicy płucnej,
- zapobieganie i leczenie osteoporozy,
- zapobieganie i leczenie zastojów w układzie moczowym,
- poprawa perystaltyki jelit,
- pomoc w reedukacji pęcherza neurogennego,
- poprawa stanu psychicznego,
- zapobieganie zanikom mięśni,
- zapobieganie i leczenie przykurczów, poprawa ruchomości stawów,
- leczenie i spowalnianie postępu skoliozy u dzieci i młodzieży z utraconą funkcją chodu,
- budowanie prawidłowego wzorca siadu.

Przeciwwskazania do korzystania z Baffina Automatic RS pokrywają się z przeciwwskazaniami do pionizacji. Zalicza się do nich:

- atypowa niepożądana reakcja na pionizację,
- stany zapalne stawów różnego pochodzenia,
- stany pourazowe po złamaniach kości długich z niepełnym zrostem,
- stany po zwknięciu i innych urazach stawów,
- zwiększona temperatura ciała.

Baffin Automatic RS jest wykonywany na zlecenie lekarza rehabilitacji.

Urządzenie Baffin Automatic RS, dzięki swojej konstrukcji, nie wyklucza z pionizacji pacjentów z przykurczami utrwalanymi stawu biodrowego i kolanowego. Jednak takie przypadki powinny być rozpatrywane indywidualnie.

Aksesoria Baffin Automatic RS

HEADPOD

Dynamiczny System Podtrzymujący Głowę dla osób z obniżonym napięciem mięśniowym szyi i tułowia. Dynamiczny zagłówek

Stolik RS

Duża przestrzeń robocza blatu, bo aż 2200 cm² zapewnia dużą wygodę przy jedzeniu posiłków oraz zabawach.

Wielopozycyjny zagłówek

Regulowany w każdej płaszczyźnie. Plastyczność materiału, z którego jest wykonany pozwala na uformowanie go do anatomicznych potrzeb użytkownika.

System pelot, kamizelka, pasy oraz wielopozycyjny podłokietnik

Umożliwiają korekcję wad postawy - prawidłowe ustawienie kręgosłupa i miednicy użytkownika. Duży zakres regulacji wysokości oraz kąta pochylecia podłokietnika gwarantują poprawne ułożenie rąk.

Platforma stóp

Unikatowa funkcja regulacji platformy we wszystkich kierunkach. Umożliwia stabilizację stóp zgodnie z szczegółowymi zaleceniami fizjoterapeuty.

Do pobrania Baffin Automatic RS

- [Instrukcja obsługi](#)
- [Deklaracja CE](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S