

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-dla-dzieci-ortho-line-feet-kid-23-ko13-p-7983.html>

## Wkładki dla dzieci Ortho Line FEET KID 2/3 KO13



Numer katalogowy	<b>13336</b>
Producent	<b>Mazbit</b>

### Opis produktu

- wkładki przeznaczone dla dzieci z płaskostopiem podłużnym
- korytkowe wyprofilowanie pięty zapobiega koślawości lub szpotawości, stopa ustawiona jest w pozycji neutralnej
- przeznaczone do obuwia z zabudowaną piętą i otwartymi palcami oraz do butów dopasowanych w przodostopiu
- wyściółka wykonana z coolmaxu doskonale odprowadza pot, utrzymując uczucie suchych stóp podczas chodzenia

Rodzaj  
Przeznaczenie  
Rozmiar

Wkładki dla dzieci  
Płaskostopie podłużne, Koślawość pięty  
23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36

### Pranie

Mycie ręczne  
Pranie w temperaturze 30°C  
Przecieranie chusteczką

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 23/24 , 25/26 , 27/28 , 29/30 , 31/32 , 33/34 , 35/36