

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-medic-line-matteo-23-mo440-p-8013.html>

Wkładki Medic Line MATTEO 2/3 MO440



Numer katalogowy	13366
Producent	Mazbit

Opis produktu

- wkładki dla osób ze stwierdzonym płaskostopiem podłużnym, stopą płasko-koślawą i koślawością stawów skokowych
- korytkowy profil koryguje ustawienie tyłostopia i stabilizuje całą stopę
- zalecane do obuwia dopasowanego
- wyściółka z mikrofibry przyjazna skórze

Rodzaj
Przeznaczenie
Obuwie
Wykonanie
Rozmiar

Wkładki dla dorosłych
Płaskostopie podłużne, Koślawość pięty
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty
Wyściółka, sztywny korytkowy profil
35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Pranie

Przecieranie chusteczką

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35/36 , 37/38 , 39/40 , 41/42 , 43/44 , 45/46 , 47/48