

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-medic-line-pro-med-5-mm-mo428-p-8020.html>

Wkładki Medic Line PRO MED 5 mm MO428



Numer katalogowy	13373
Producent	Mazbit

Opis produktu

- wkładki dla osób ze szpotawym ustawieniem stawów skokowych
- profil unosi zewnętrzną stronę stopy (pronuje stopę), głównie w okolicy pięty
- zalecane dla osób ze stopami supinującymi, do obuwia pełnego z usztywnionym tyłostopiem
- wyściółka z naturalnej skóry

Rodzaj	Wkładki dla dorosłych
Przeznaczenie	Koślawość pięty
Obuwie	Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie
Wykonanie	Naturalna skóra, sztywny profil, pianka lateksowa z zawartością węgla aktywnego
Rozmiar	35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
Wysokość	5 mm MO428 10 mm MO429

Pranie

Przecieranie chusteczką

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźnia ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35/36 , 37/38 , 39/40 , 41/42 , 43/44 , 45/46 , 47/48