

## Wkładki Medic Line SOFT GEL 2/3 MS420



Numer katalogowy	<b>13407</b>
Producent	<b>Mazbit</b>

### Opis produktu

- wkładki 2/3 dla osób z bolącymi piętami
- struktura plastra miodu pełni funkcję amortyzującą
- zalecane w stanach przeciążenia tyłostopia
- wyściółka z materiału pochłaniającego pot

Rodzaj  
Przeznaczenie  
Obuwie

Kliny/peloty, Wyroby żelowe/silikonowe  
Pozostałe dolegliwości  
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie  
Warstwa materiałowa, sprężysty żel.  
Uniwersalny

Wykonanie  
Rozmiar

### Pranie

Mycie ręczne

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.