

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-medic-line-travel-mo414-p-8024.html>

## Wkładki Medic Line TRAVEL MO414



Numer katalogowy **13377**

Producent **Mazbit**

### Opis produktu

- wkładki odciążające tyło- i śródstopie
- amortyzują mikrowstrząsy i poprawiają komfort chodzenia
- zalecane dla cukrzyków oraz dla osób aktywnych
- wyściółka z mikrofibry przyjazna skórze

Rodzaj  
Przeznaczenie  
Obuwie  
Wykonanie

Wkładki dla dorosłych  
Pozostałe dolegliwości  
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie  
Wyściółka, niska pelota metatarsalna, pianka lateksowa  
zapewniająca komfort użytkownika  
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Rozmiar

### Pranie

Przecieranie chusteczką

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle ( szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47