

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-ortho-line-diabetic-tear-space-ao46-p-8000.html>



Wkładki Ortho Line DIABETIC TEAR (SPACE) AO46

Numer katalogowy **13353**

Producent **Mazbit**

Opis produktu

- wkładki przeznaczone dla diabetyków
- korygują płaskostopie podłużne i poprzeczne oraz aktywują mięśnie do pracy
- gwarantują poprawne ustawienie stopy w obuwiu roboczym i trekkingowym, o dużej objętości
- zapobiegają powstawaniu modzeli, odciążają całą stopę, amortyzują wstrząsy
- wyściółka z antyalergicznego mikrofibry, przyjazna dla skóry

Rodzaj
Przeznaczenie

Wkładki dla dorosłych
Płaskostopie podłużne, Płaskostopie poprzeczne, Koślawość
pięty, Pozostałe dolegliwości

Obuwie
Rozmiar

Sportowe, Trekkingowe, Półbuty
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Pranie

Mycie ręczne
Pranie w temperaturze 30°C
Przecieranie chusteczką

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48