

Link do produktu: <https://akmed.pl/4-arm-temblak-wlokninowy-p-1854.html>



## 4-ARM Temblak włókninowy

Numer katalogowy

**DRQGOA**

Producent

**Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Schorzenia, dysfunkcje i urazy wymagające podtrzymania, stabilizacji lub ograniczenia ruchomości w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej, podostre zespoły bólowe, stany zapalne i urazy tkanek miękkich, podtrzymanie opatrunków gipsowych, profilaktyka podwichnięć stawu ramiennego, barkowego przy porażeniach i niedowładach.

#### CECHY PRODUKTU

- miękki temblak, wykonany z włókniny polipropylenowej,
- temblak całkowicie ujmuje łokieć, przedramię i rękę,
- szeroka i długa taśma nośna z zapięciem na rzep zapewnia prawidłowe rozłożenie ciężaru kończyny oraz szybkie dopasowanie temblaka,
- kolor: czarny.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L
Długość przedramienia (cm)		31 - 40	41

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S