

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:52

Link do produktu: <https://akmed.pl/aapar-at-stacka-p-1915.html>

## Aaparat Stacka



Numer katalogowy

**DRQF3A**

Producent

**Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Unieruchomienie stawów międzypaliczkowych dalszych ręki, uszkodzenie prostownika palca, złamania awulsyjne, złamania kości paliczków dalszych.

#### CECHY PRODUKTU

- lekka, higieniczna orteza palcowa ręki z szyną naporstkową do natychmiastowego zastosowania,
- skuteczna w terapii,
- kolor beżowy.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	2	2	4	5	5,5
Obwód palca w stawie międzypaliczkowym dalszym (cm)	5,5 - 6	6 - 6,5	6,5 - 7	7,5 - 8	8,5 - 9

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 5,5 - 6 , 6 - 6,5 , 6,5 - 7 , 7,5 - 8 , 8,5 - 9