

Link do produktu: <https://akmed.pl/aerostab-orteza-stabilizujaca-staw-skokowy-p-1846.html>



AEROSTAB orteza stabilizująca staw skokowy

Numer katalogowy **DRQ10P**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

- Skrzywienie stawu piszczelowo- skokowego I° i II°,
- Zabezpiecza staw przed nadmiernymi ruchami ewersyjnymi i inwersyjnymi,
- Nawykowe skrzywienie stawu piszczelowo- skokowego,
- Wsparcie w procesie rekonwalescencji po przebytych urazach,
- Profilaktyka występowania urazów.

CECHY PRODUKTU:

- Orteza wykonana z dzianiny dystansowej charakteryzującej się bardzo dobrą przepuszczalnością powietrza i wilgoci,
- Intuicyjny system sznurowania zapewnia indywidualną siłę kompresji w zależności od wymagań pacjenta,
- Stabilizację zapewniają wyprofilowane stłki wzmocnione dodatkowo termoplastycznym tworzywem,
- Miękkie wyściełanie chroni tkanki miękkie w obrębie stawu,
- Uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego,
- Kolor czarny.

Rozmiar	S	M	L
Obwód stawu skokowego przez piętę (cm)	27-30	30-33	33-36

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S