



Agilomb model: TO1104

Dostępność	Dostępny
Producent	Tenortho

Opis produktu

Kombinowana „tkanina C6Tex”, antystatyczna (specjalne włókna węglowe pochłaniają i rozpraszają ładunki elektryczne);

- oddychający i termoregulujący ;
- bakteriostatyczny i hipoalergiczny;
- dobrze działający (zmniejsza stężenie kwasu mlekowego podczas uprawiania sportu, poprawiając ukrwienie i dotlenienie komórek).
- Zapięcie na rzep z przodu.
- Elastyczne paski na plecy zapewniają zmienny i dostosowany nacisk.
- Zintegrowane regulowane szyny wspomagają odcinek lędźwiowy.
- Istnieje możliwość wprowadzenia twardszych szyn w celu zwiększenia sztywności gorsetu.
- Spiralna szyna podtrzymująca brzuch w pozycji ukośnej.

Wskazania:

ból dolnej części pleców

rwa kulszowa lędźwiowa

ból lędźwiowo-krzyżowy - lekkie urazy odcinka lędźwiowo-krzyżowego

przykurcze przykręgowo mięśni lędźwiowych

spondyloartroza - dyskopatia

zapaści kręgów lędźwiowych

opieka pooperacyjna

następstwa przepukliny