



## Agilomb model: TO1105

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>Tenortho</b>

### Opis produktu

- Kombinowana „tkanina C6Tex”, antystatyczna (specjalne włókna węglowe pochłaniają i rozpraszają ładunki elektryczne);
- oddychający i termoregulujący ;
- bakteriostatyczny i hipoalergiczny;
- dobrze działający (zmniejsza stężenie kwasu mlekowego podczas uprawiania sportu, poprawiając ukrwienie i dotlenienie komórek).
- Zapięcie na rzep z przodu.
- Elastyczne paski na plecy zapewniają zmienny i dostosowany nacisk.
- Zintegrowane regulowane szyny wspomagają odcinek lędźwiowy.
- Istnieje możliwość wprowadzenia twardszych szyn w celu zwiększenia sztywności gorsetu.
- Spiralna szyna podtrzymująca brzuch w pozycji ukośnej.

#### **Wskazania:**

- osteoporoza
- osteomalacja
- kifoza grzbietowa
- osteoliza
- konsekwencje złamań kręgosłupa grzbietowo-lędźwiowego
- ból pleców
- zapaść kręgów grzbietowych z powodu osteoporozy lub przerzutów

