

Link do produktu: <https://akmed.pl/aktywna-orteza-czynnosciova-do-stabilizacji-stawu-kolanowego-okd-15-p-2063.html>



## Aktywna orteza czynnościowa do stabilizacji stawu kolanowego OKD-15

Numer katalogowy	<b>OKD-15</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

#### Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL) to najczęstsze schorzenie kończyny dolnej u sportowców. Zazwyczaj dotyczy ono sportowców, którzy w swoich treningach wykonują dużo obrotów (piłka nożna, koszykówka, football amerykański) oraz narciarzy. Najczęstszą niepożądaną pozycją prowadzącą do urazu jest tzw. „bez powrotu” ('no return'), która obejmuje koślawość stawu kolanowego z jednoczesną rotacją kości udowej i podudzia w przeciwnych kierunkach. Uszkodzenie ACL może występować jako uraz izolowany (rzadko) lub w połączeniu z uszkodzeniem MCL, łąkotki lub chrząstki stawowej. Aby uniknąć urazu, warto zabezpieczyć swoje kolano profesjonalną ortezą sportową jaką jest **OKD-15**.

#### Charakterystyka produktu

Orteza **OKD-15** to najskuteczniejsze narzędzie do walki z niestabilnością stawu kolanowego. Została wykonana z surowca o nazwie CottonPren. Surowiec ten składa się z mięsistej, komfortowej pianki neoprenowej, z laminowaną zewnętrznie z poliestrową dzianiną okładkową, wewnątrz zaś z bawełnianą elastyczną dzianiną frotte. Dla poprawy komfortu użytkowania wyrobu i lepszego odprowadzania przez niego potu, frotta została wykończona w specjalistyczny sposób, gwarantujący pełną realizację tych funkcji.

Aktywna orteza czynnościowa do stabilizacji kolana wspiera staw kolanowy w stanach niestabilności, stanach zapalnych stawu lub w przypadku gonartrozy.

Wbudowana pierścieniowa silikonowa wkładka uciskowa otacza i stabilizuje rzepkę.

Masaż uciskiem naprzemiennym, poprzez współdziałanie ortezy i wkładki, pobudza mięśnie i wspomaga proces gojenia.

Boczne fiszbiny ortopedyczne stabilizują staw kolanowy w płaszczyźnie czołowej przed niebezpiecznym ruchem bocznym kolana.

Elastyczne taśmy obwodowe, krzyżujące się pod kolaniem, stabilizują podudzie oraz odciążają więzadło krzyżowe ACL i likwidują ruch szufladkowy kolana podczas chodzenia. Napięcie taśm obwodowych możesz samodzielnie regulować, przez co czynnie wpływasz na zakres mocy oddziaływania ortezy na staw kolanowy.

Orteza **OKD-15** jest jedną z najlepiej stabilizujących sportowych ortezy kolana na rynku!

---

Jej stosowanie zabezpiecza staw przed urazem, zdecydowanie poprawia funkcjonowanie kolana po kontuzji, skraca czas leczenia zachowawczego oraz nie pozwala na postępowanie urazu w przypadku, gdy pacjent nie decyduje się na rekonstrukcję ACL.

## **Przeznaczenie**

**Ortezę OKD-15 należy stosować w przypadku:**

- zwichnięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- lekkiej niestabilności bocznej kolana,
- lekkiej niestabilności rzepki
- stanów zapalnych kolana
- gonartrozy
- profilaktycznie w sporcie

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL