

Link do produktu: <https://akmed.pl/aktywna-orteza-stabilizujaca-staw-kolanowy-as-kx-03-p-2114.html>



## Aktywna orteza stabilizująca staw kolanowy AS-KX-03

Numer katalogowy	<b>AS-KX-03</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Jeżeli odczuwasz niestabilność, opuchliznę lub ból kolana, może pomóc aktywna orteza kolanowa AM-KX-03. Stabilizuje ona staw, uśmierza ból i wspomaga szybszą mobilizację.

Orteza została wykonana z surowca **CottonFit**.

**CottonFit** to bardzo nowatorskie podejście do produkcji wyrobów ortopedycznych. Surowiec ten jest surowcem trójwarstwowym składającym się elastycznego spandexu, elastycznego rdzenia wewnętrznego oraz z puszystej, bawełnianej dzianiny CottonPlusz. Jego wewnętrzny rdzeń odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu do ciała pacjenta oraz redukcję drgania mięśni powstającego w trakcie zwiększonego wysiłku fizycznego. Wewnętrzna warstwa z CottonPluszu odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz skuteczne odprowadzanie potu, a jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. Surowiec ten jest przyjazny dla skóry pacjenta oraz posiada atest Oeko-Tex Standard 100.

Wyrób jest bardzo łagodny dla skóry i wygodny w użytkowaniu. Można go używać zarówno na prawą, jak i lewą nogę. Orteza posiada silikonową wkładkę funkcjonalną wokół rzepki, która wyznacza nowe standardy. Dzięki niej orteza zapewnia lepszą stabilizację rzepki podczas noszenia oraz likwidację dolegliwości bólowych łąkotki. Dodatkowo wyposażono ją w dwie boczne fiszbiny ortopedyczne, zwiększające stabilizację stawu kolanowego, a anatomiczny kształt i wbudowane uchwyty ułatwiają zakładanie wyrobu.

#### Przeznaczenie

**Ortezę AS-KX-03 można stosować w przypadku:**

- zwichnięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- lekkiej niestabilności bocznej kolana,
- lekkiej niestabilności rzepki
- profilaktycznie w sporcie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL