

Link do produktu: <https://akmed.pl/aktywny-stabilizator-do-wczesnego-czynnoscowego-leczenia-stawu-barkowego-am-bx-03-p-2394.html>



Aktywny stabilizator do wczesnego czynnościowego leczenia stawu barkowego AM-BX-03

Numer katalogowy	AM-BX-03
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

W przypadku występowania dolegliwości bólowych wywołanych przez artrozę, w stanach pooperacyjnych lub pourazowych stawu barkowego aktywny stabilizator AM-BX-03 utrzymuje staw barkowy w położeniu pośrednim, zapewniając lepsze prowadzenie stawu. Mięśnie barku są pobudzane, a staw odzyskuje stabilność. W razie potrzeby dodatkowa silikonowa wkładka uciskowa masuje miejscowo tkanki miękkie barku.

Wkładka znajduje się w specjalnym pokrowcu zapewniającym oddychanie skóry i komfort użytkowania.

W leczeniu zachowawczym stawu barkowego, bezpieczne prowadzenie kontuzjowanego stawu i dokładne kontrolowanie jego ruchu, są często kluczowe dla pomyślnego leczenia. Wyrób ma bardzo istotne znaczenie w łagodzeniu bólu oraz w celu wspierania mobilności stawu. Stabilizator AM-BX-03 chroni staw barkowy przed bolesnymi kolistymi ruchami. Zapewnia również wsparcie dla innych ruchów, takich jak boczne podnoszenie ramienia w celu wzmocnienia mięśni. Pełne uśmierzające ból działanie masującej wkładki silikonowej jest wytwarzane w czasie ruchu. Podczas ruchu, kompresja dzianiny ActivPren wywiera korzystny przerywany masaż kompresyjny, który aktywuje metabolizm i pomaga szybciej zmniejszyć obrzęk stawu.

Łatwe zakładanie i zdejmowanie ortozy następuje dzięki wysokiej sprężystości i miękkiej taśmie mocowanej w górnej części ciała.

Powierzchnia piersiową zostaje wolna co jest szczególnie wygodne w trakcie noszenia. AM-BX-03 jest dostępny jako uniwersalny i dlatego może być noszony na lewej lub prawej stronie.

Orteza została wykonana z surowca PowerFIT.

Jeżeli chcesz, by orteza używana przez Ciebie była niezauważalna dla innych osób, jeżeli chcesz by nie ograniczała Ci w żaden sposób ruchu podczas codziennego użytkowania, jeżeli chcesz by cechowała się wyjątkowo skuteczną kompresją – wybierz ortezę wykonaną z surowca PowerFIT. Jest to trójwarstwowa dzianina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny – tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa

ze spandexu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu oraz jego walory estetyczne, jest odporna na brud i ścieranie. Wewnętrzny rdzeń odpowiada również za kompresję i redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana, odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze, a jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. Ze względu na specyficzną konstrukcję surowca PowerFit, używając ortezy w gorącym środowisku – zabezpieczony staw pozostaje chłodny, używając jej zaś w niskich temperaturach – staw jest lekko ocieplany. Ortezy wykonane z tego surowca, to najbardziej zaawansowane technologicznie ortezy na rynku, których użytkowanie jest praktycznie niezauważalne dla pacjenta oraz jego środowisko.

Wyrób można stosować zarówno na prawe jak i lewe ramię.

Orteza posiada wewnątrz mocowanie do wpięcia trójkątnej masującej peloty silikonowej.

Przeznaczenie

- po przebytych urazowych uszkodzeniach stawu barkowego
- artroza
- nawykowe zwichnięcie stawu ramiennego
- ból
- obrzęk
- stan zapalny stawu
- profilaktycznie w sporcie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS