

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczna-orteza-konczyny-dolnej-z-fiszbinami-ortopedycznymi-i-stabilizatorem-acl-as-skf-p-2057.html>



## Anatomiczna orteza kończyny dolnej z fiszbinami ortopedycznymi i stabilizatorem ACL, AS- SKL/F

Numer katalogowy	<b>AS-SKL/F</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu kolanowego AS-SKL/F należy do grupy 4SPORT. Została ona wyposażona w fiszbinę boczną, która wzmacnia staw kolanowy, w taśmy VELCRO oraz wzmocnienie ACL.

Orteza została wykonana z innowacyjnego, mocno kompresyjnego i przyjaznego dla skóry surowca CottonPren. Surowiec ten składa się z mięsistej, komfortowej pianki neoprenowej, z laminowanej zewnętrznie z poliestrową dzianiną okładkową, wewnątrz zaś z bawełnianą elastyczną dzianiną frotte. Dla poprawy komfortu użytkowania wyrobu i lepszego odprowadzania przez niego potu, frotta została wykończona w specjalistyczny sposób, gwarantujący pełną realizację tych funkcji.

#### Przeznaczenie

**Ortezę AS-SKL/F możemy stosować w przypadkach:**

- przeciążenia stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- zwichnięć stawu kolanowego,
- lekkiej niestabilności bocznej kolana

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL , XXXXL