

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczna-orteza-konczyny-dolnej-z-fiszbinami-ortopedycznymi-i-stabilizatorem-acl-as-sklf-p-2057.html>



Anatomiczna orteza kończyny dolnej z fiszbinami ortopedycznymi i stabilizatorem ACL, AS-SKL/F

Numer katalogowy	AS-SKL/F
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu kolanowego AS-SKL/F należy do grupy 4SPORT. Została ona wyposażona w fiszbinę boczną, która wzmacnia staw kolanowy, w taśmy VELCRO oraz wzmocnienie ACL.

Orteza została wykonana z innowacyjnego, mocno kompresyjnego i przyjaznego dla skóry surowca CottonPren. Surowiec ten składa się z mięsistej, komfortowej pianki neoprenowej, laminowanej zewnętrznie z poliestrową dzianiną okładkową, wewnętrznie zaś z bawełnianą elastyczną dzianiną frotte. Dla poprawy komfortu użytkowania wyrobu i lepszego odprowadzania przez niego potu, frotta została wykończona w specjalistyczny sposób, gwarantujący pełną realizację tych funkcji.

Przeznaczenie

Ortezę AS-SKL/F możemy stosować w przypadkach:

- przeciążenia stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- zwichnięć stawu kolanowego,
- lekkiej niestabilności bocznej kolana

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL , XXXXL