

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczna-orteza-na-lokiec-tenisisty-lub-golfisty-as-l-01-p-2383.html>



Anatomiczna orteza na łokieć tenisisty lub golfisty AS-L-01

Numer katalogowy	AS-L-01
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Łokieć Tenisisty / Łokieć Golfisty

Łokieć tenisisty to entezopatia, czyli zapalenie nadkłykcia bocznej kości ramiennej. Spowodowany jest przeciążeniem prostowników i supinatorów przedramienia oraz nadgarstka i powstaje w wyniku powtarzalnego ruchu skręcania i obracania przedramienia i łokcia. Schorzenie ma swoją nazwę od tenisa, ponieważ najmocniej uaktywnia się w ruchu backhandu, ale dotyczy również innych sportów.

Łokieć golfisty to również zapalenie, ale przyśrodkowego nadkłykcia kości ramiennej. Jest rezultatem przeciążenia połączenia mięśniowo-ścięgnistego po stronie przyśrodkowej łokcia. Nazwa pochodzi od golfa, gdyż wielu badaczy uważa, iż zbyt mocne ścisnięcie kija golfowego powoduje zwiększone obciążenie zginaczy nadgarstka i równocześnie zwiększenie napięcia ścięgna w obrębie łokcia. Natomiast, schorzenie to obserwujemy również u baseballistów czy kulturystów.

Doskonałym rozwiązaniem na zapobieganie i leczenie entezopatii w obrębie łokcia jest nasza anatomiczna orteza **AS-L-01**.

Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu łokciowego **AS-L-01** została wykonana z innowacyjnego, mocno kompresyjnego i przyjaznego dla skóry surowca CottonPren. Surowiec ten składa się z mięsistej, komfortowej pianki neoprenowej, z laminowaną zewnętrzną z poliestrową dzianiną okładkową, wewnątrz zaś z bawełnianą elastyczną dzianiną frotte. Dla poprawy komfortu użytkownika wyrobu i lepszego odprowadzania przez niego potu, frotta została wykończona w specjalistyczny sposób, gwarantujący pełną realizację tych funkcji.

Ponadto, orteza łokcia **AS-L-01** posiada specjalną silikonową pelotę z wypustkami, która dostarcza mikromasażu ścięgom i redukuje dolegliwości bólowe. W zależności od schorzenia, pelotę można umieścić po stronie bocznej stawu (łokieć tenisisty) bądź przyśrodkowej (łokieć golfisty). Dodatkowe zastosowanie paska obwodowego zwiększa kompresję i efektywność terapeutyczną działania silikonu w obrębie stanu zapalnego.

ActivDistance to trójwarstwowy aktywny surowiec, który składa się z pianki komfortowej oraz dwóch bardzo mocnych nierozciągliwych okładzin poliamidowych. Specyfika surowca ActivDistance polega na tym, że nie jest on elastyczny przez co

polepsza stabilizację zabezpieczonej części ciała. Dzięki zastosowaniu w surowcu pianki komfortowej, jest on bardzo miękki, co poprawia komfort użytkowania wyrobów z niego wykonanych. Dodatkowym atutem surowca **ActivDistance** jest fakt, że posiada on obustronną funkcję samoszczepną, co zdecydowanie ułatwia jego użytkowanie.

Orteza AS-L-01:

- dostarcza kompresji w miejscu stanu zapalnego
- zmniejsza dolegliwości bólowe
- jest komfortowa i łatwa w obsłudze
- pozwala na kontynuację aktywności fizycznej

Przeznaczenie

- łokieć tenisisty
- łokieć golfisty
- stan zapalny stawu łokciowego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL