

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczna-orteza-nadgarstka-z-pasem-stabilizujacym-as-n-p-2296.html>

## Anatomiczna orteza nadgarstka z pasem stabilizującym AS-N



Numer katalogowy

**AS-N**

Producent

**Reh4Mat**

### Opis produktu

#### Zwichnięcie nadgarstka

Wyróżniamy wiele typów przemieszczenia kości nadgarstka. Zwichnięcie najczęściej dotyczy kości księżycowatej i jest etapem końcowym poważnego uszkodzenia stawu. Nierozpoznane zwichnięcie może rodzić wiele niebezpiecznych konsekwencji.

Do zwichnięcia może dojść na skutek upadku na przeprostowaną rękę, a więc wymuszonego zgięcia grzbietowego. Po takim zdarzeniu deformacja jest bardzo widoczna i towarzyszy jej silny ból. Ponadto, zwichnięciu często towarzyszy ucisk na nerw pośrodkowy, co powoduje drętwienie płaców I-III.

Jeśli chcesz zabezpieczyć się przed urazem podczas treningów, wypróbuj naszą ortezę nadgarstka **AS-N** z dodatkowym pasem stabilizującym.

#### Charakterystyka wyrobu

Orteza **AS-N** to anatomicznie wyprofilowana ochrona nadgarstka z otwartą częścią dłoniową ułatwiającą chwytanie. Orteza nie posiada elementów przechodzących przez dłoń, co umożliwi swobodne posługiwanie się np. raketą tenisową lub łapanie piłki.

Wyrób ten jest modelem zamkniętym, który zakładany jest jak rękawiczka, dzięki czemu zapewnia maksymalny poziom kompresji.

Orteza nadgarstka **AS-N** posiada anatomiczny kształt i została wykonana z innowacyjnego, mocno kompresyjnego i przyjaznego dla skóry surowca CottonPren. Charakteryzuje się on miękkością i wysoką elastycznością, co zdecydowanie ułatwia przyleganie wyrobu do nadgarstka i gwarantuje jego właściwą kompresję. Surowiec ten składa się z mięsistej, komfortowej pianki neoprenowej, zalaminowanej zewnętrznie z poliestrową dzianiną okładkową, wewnątrz zaś z bawełnianą elastyczną dzianiną frotte.

Wewnętrzna strona CottonPren to specjalistyczna bawełna z atestem OekoTex standard 100, która jest obojętna dla skóry pacjenta. Materiał może być wielokrotnie czyszczony bez ryzyka utraty elastyczności, a jego struktura gwarantuje wysoką trwałość i odporność na zużycie. Posiada on wewnątrz zamknięte komórki, dzięki czemu nie pochłania potu oraz jest przyjazny dla środowiska, gdyż nie zawiera chloru.

---

### **Anatomiczna ortezę nadgarstka AS-N:**

- ogrzewa, odciąża i działa kompresyjnie na staw nadgarstkowy,
- absorbuje upadki i uderzenia
- posiada nowoczesny design i anatomiczny kształt ułatwiający dopasowanie wyrobu
- posiada dodatkową, nieelastyczną taśmę wzmacniającą nadgarstek
- pozostawia wolną dłoń umożliwiając swobodne trzymanie i dźwiganie przedmiotów
- stabilizuje nadgarstek podczas podnoszenia ciężarów
- wzmacnia efekt proprioceptywny
- łagodzi ból, odciąża i stabilizuje nadgarstek

### **Przeznaczenie**

- po przebytych urazach stawu promieniowo nadgarstkowego
- w zapaleniach kaletek ścięgnistych,
- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych
- profilaktycznie w sporcie