

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczna-orteza-stawu-kolanowego-z-pierscieniem-silikonowym-odciazajacym-rzepke-as-sk-p-2110.html>



Anatomiczna orteza stawu kolanowego z pierścieniem silikonowym odciążającym rzepkę AS-SK

Numer katalogowy	AS-SK
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu kolanowego AS-SK należy do grupy PROTECT BY SILICONE. Jest to aktywna orteza do odciążenia i stabilizacji stawu kolanowego, w przypadku jego niestabilności, opuchlizny lub bólu kolana. Stabilizuje ona staw, uśmierza ból i wspomaga szybszą mobilizację. Została wykonana z innowacyjnego, mocno kompresyjnego i przyjaznego dla skóry surowca: CottonPren. Surowiec ten składa się z mięsistej, komfortowej pianki neoprenowej, z laminowaną zewnętrzną z poliestrową dzianiną okładkową, wewnątrz zaś z bawełnianą elastyczną dzianiną frotte. Dla poprawy komfortu użytkowania wyrobu i lepszego odprowadzania przez niego potu, frotta została wykończona w specjalistyczny sposób, gwarantujący pełną realizację tych funkcji.

Przeznaczenie

Ortezę AS-SK można stosować w przypadku:

- zwicnięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- lekkiej niestabilności bocznej kolana,
- lekkiej niestabilności rzepki
- profilaktycznie w sporcie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL , XXXXL