

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczna-orteza-stawu-kolanowego-z-szynami-elastycznymi-i-stabilizatorem-acl-as-ska-p-2059.html>



Anatomiczna orteza stawu kolanowego z szynami elastycznymi i stabilizatorem ACL, AS-SK/A

Numer katalogowy	AS-SK/A
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu kolanowego AS-SK/A należy do grupy 4SPORT. AS-SK/A została wyposażona w elastyczne szyny boczne, które złożone są z kilku warstw sprężystych piór, idealnie współdziałają z naturalnym ruchem kolana oraz stabilizują staw kolanowy w pozycji bocznej. Dodatkowo orteza została wyposażona w niezależne zespoły taśm VELCRO oraz wzmocnienie ACL. Orteza została wykonana z innowacyjnego, mocno kompresyjnego i przyjaznego dla skóry surowca: CottonPren. Surowiec ten składa się z mięsistej, komfortowej pianki neoprenowej, z laminowaną zewnątrz z poliestrową dzianiną okładkową, wewnątrz zaś z bawełnianą elastyczną dzianiną frotte. Dla poprawy komfortu użytkowania wyrobu i lepszego odprowadzania przez niego potu, frotta została wykończona w specjalistyczny sposób, gwarantujący pełną realizację tych funkcji.

Specjalny pierścień stabilizuje rzepkę i odciąża staw rzepkowo-udowy oraz jej więzadło właściwe. Orteza AS-SK/A to doskonałe rozwiązanie dla osób aktywnych (w tym sportowców), które potrzebują stabilizacji stawu w płaszczyźnie czołowej, zachowując naturalny zakres ruchomości.

Przeznaczenie

Ortezę AS-SK/A można stosować w przypadku:

- zwichnięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- niestabilności bocznej kolana,
- uszkodzeń więzadeł kolana LCL, MCL i ACL,
- po rekonstrukcji więzadeł kolana,
- po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia),
- podwichnięcia rzepki – nawykowe, pourazowe

Elastyczne szyny boczne

W wyrobie zastosowano elastyczne szyny boczne.

Szyny te posiadają konstrukcję resorową, a wykonano z wysokiej jakości stopów metalu i tworzyw sztucznych i zamontowano w uchwytach jako pakiety. Dzięki takiej konstrukcji szyny gwarantują niespotykaną wręcz stabilizację boczną stawu, oraz cechują się płynnym anatomicznym sposobem zginania, dzięki czemu orteza nie przesuwana się na kończynie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL