

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczna-orteza-stawu-skokowego-z-luskami-stabilizujacymi-i-zapieniem-krzyzowym-am-sx-08-p-2166.html>



## Anatomiczna orteza stawu skokowego z łuskami stabilizującymi i zapięciem krzyżowym AM-SX-08

Numer katalogowy	<b>AM-SX-08</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

#### Skręcenie kostki

W Stanach Zjednoczonych skręcenie kostki jest 1 na 10 powodów wizyty na ostrym dyżurze. Obejmuje ono boczną część kostki, czyli więzadło strzałkowo-skokowe przednie (AFTL) i strzałkowo-piętowe (CFL). Wyróżniamy trzy stopnie urazu: łagodny (częściowe uszkodzenie samego AFTL), umiarkowany (całkowite uszkodzenie AFTL i częściowe CFL) i ostry (całkowite uszkodzenie AFTL oraz CFL). Do skręcenia kostki najczęściej dochodzi na skutek nagłej zmiany kierunku ruchu (stopa w inwersji), szczególnie na nierównym podłożu (np. trawie) oraz gdy zawodnik po skoku ląduje na stopie innego zawodnika, dlatego najczęściej obserwujemy je w koszykówce, siatkówce i piłce nożnej.

Należy pamiętać, że uraz dotyczy każdego rodzaju sportu, dlatego niezmiernie istotna jest profilaktyka w postaci profesjonalnego zaopatrzenia jakim jest orteza AM-SX-08.

#### Charakterystyka wyrobu

Orteza kostki AM-SX-08 zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie chronić Twój staw skokowy, nie ograniczając zarazem jego funkcji ruchowych oraz propulsji stopy. Połączenie tych dwóch funkcji nie jest łatwe, jednakże dzięki zastosowaniu zasady **MiniMax (minimum wyrobu, maksimum efektu)** udało się nam to osiągnąć. Ortezę można stosować zarówno w okresie doleczenia urazów jak i jako profilaktyczne zabezpieczenie przed niebezpieczną inwersją stawu skokowego w trakcie uprawiania sportu.

Orteza została wykonana z dwóch anatomicznie wyprofilowanych łusek polietylenowych, połączonych dolną taśmą. Taśma ta ma możliwość regulacji długości, dzięki czemu precyzyjnie można dopasować wyrób do zabezpieczonego stawu. Do stabilizacji wyrobu użyto dwóch taśm:

- górnej taśmy obwodowej wyposażonej w klamerkę, dzięki czemu zwiększa się możliwość pewnego mocowania wyrobu na kończynie,
- taśmy tylno-krzyżowej, zamontowanej w sposób ruchomy do łuski przyśrodkowej, przechodzącej przez ścięgno Achillesa i zapinanej krzyżowo na klamerce przymocowanej do łuski zewnętrznej.

Taka konstrukcja wyrobu doskonale stabilizuje zabezpieczony staw skokowy i praktycznie uniemożliwia jego uszkodzenie.

---

Konstrukcja ortezy pozwala na swobodne stosowanie jej w obuwiu sportowym i doskonale sprawdza się nie tylko w sportach halowych, ale także w każdej sytuacji wymagającej mocnej stabilizacji stawu skokowego. Nasza orteza AM-SX-08 idealnie nadaje się do wczesnej terapii czynnościowej stawu skokowego, np. w przypadku naciągnięcia więzadła torebkowego i przewlekłej niestabilności więzadła. Ściśle przylega do stopy, stabilizując mięśnie również w butach noszonych na co dzień i w butach sportowych. Zapobiega skręceniu i złamaniu kostki. Nie ogranicza naturalnej propulsji stopy.

## Przeznaczenie

- skręcenie i zwichnięcie stawu skokowego,
- nawykowe zwichnięcia stawu skokowego,
- doleczenia po unieruchomieniu gipsowym (złamania)
- przewlekła niestabilność i stany zapalne
- profilaktycznie w sporcie

## Dostępne rozmiary

### Rozmiar uniwersalny

Wyrób występuje jako prawy / lewy.

## Zasada MiniMax

**MiniMax** to nadrzędna zasada firmy REH4MAT, która skupia *maximum efektu w minimum wyrobu*. Projektując nasze wyroby, w dużej mierze skupiamy się na ich efektywności, w której, oprócz funkcjonalności, istotną rolę odgrywa wielkość wyrobu. Unikatowe konstrukcje naszych ortez zapewniają maksimum bezpieczeństwa i ochrony przy zachowaniu niewielkich gabarytów. To pozwala na ich swobodne stosowanie w obuwiu sportowym czy pod ubraniem.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TYP:** lewy , prawy