

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczna-otwarta-orteza-stawu-skokowego-z-fiszbinami-ortopedycznymi-as-ss-01-p-2192.html>



Anatomiczna otwarta orteza stawu skokowego z fiszbinami ortopedycznymi AS-SS-01

Numer katalogowy	AS-SS-01
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Kompresyjno - stabilizująca orteza stawu skokowego AS-SS-01 należy do grupy 4Sport. Została ona wykonana z innowacyjnego, mocno kompresyjnego i przyjaznego dla skóry surowca: CottonPren. Surowiec ten składa się z mięsistej, komfortowej pianki neoprenowej, z laminowaną zewnętrzną z poliestrową dzianiną okładkową, wewnątrz zaś z bawełnianą elastyczną dzianiną frotte. Dla poprawy komfortu użytkowania wyrobu i lepszego odprowadzania przez niego potu, frotta została wykończona w specjalistyczny sposób, gwarantujący pełną realizację tych funkcji.

Wyrób posiada konstrukcją otwartą, pozwalającą na łatwiejsze jego zakładanie, oraz lepsze dopasowanie do kształtu stawu skokowego. Dodatkowym atutem ortezy, jest zamontowanie w niej dwóch fiszbin ortopedycznych, mających za zadanie boczna stabilizację stawu skokowego podczas ruchu.

Orteza AS-SS-01 stabilizuje staw skokowy i stóp. Poprzez utrzymywanie stabilnej temperatury i dzięki elastycznemu uciskowi łagodzi dolegliwości bólowe, ma działanie zmniejszające obrzęki, ułatwia wchłanianie wysięków i krwiaków, oraz umożliwia szybszy powrót do pracy zawodowej lub treningów.

Wskazana szczególnie u osób uprawiających sport wyczynowo i rekreacyjnie. Skuteczność działania uzależniona jest od stosowanego obuwia - wskazane obuwie sportowe typu adidas, obuwie do turystyki kwalifikowanej, specjalistyczne obuwie sportowe.

Przeznaczenie

- po przebytych urazach stawu skokowego tj. skręcenia
- w późniejszym doleczeniu po przebytych złamaniach
- w niestabilności stawu skokowego
- w zmianach zwyrodnieniowych stawu skokowego
- profilaktycznie podczas aktywności fizycznej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL